



Chirurgie-Highlights

RUNDAS:

Spezialitäten für
die Dentalchirurgie

Theravex Total Oral Care Plus – zum Einsatz in der Dentalmedizin

Nach jedem dentalchirurgischen Eingriff optimiert Theravex Total Oral Care Plus die Gewebe- und Knochenregeneration, die Wundheilung und ist entzündungshemmend durch einen vielseitigen Ansatz mit mehrfach patentierter Technologie.

Theravex Total Oral Care Plus wird initial unter ärztlicher Anleitung in der Praxis und in Folge vom Patienten zu Hause 2 x täglich angewendet. Es verbleibt für ca. 30 Sekunden auf der zu versorgenden Stelle, wobei nicht gespült werden sollte.

Indikationen

- Nach Zahnextraktionen
- Parodontalerkrankungen (wie Zahnfleischentzündung und Parodontitis)
- Erkrankungen der Mundschleimhaut (z. B. Soor, Candidiasis, Geschwüre)
- Sensible Zahnhälse
- Nach jedem Eingriff in der oralen oder maxillofazialen Chirurgie
- Rachenentzündung (Pharyngitis)

Eigenschaften

- Patentierte Lösung mit BBL-Technologie (Bone Bioactive Liquid)
- Zur patientenseitigen Anwendung bei entzündlichen Prozessen in der Mundhöhle und nach dentalchirurgischen Eingriffen, nach Anweisung des behandelnden Arztes
- 1 Flasche mit 200 ml, je nach Dosierung ausreichend für ca. 3-10 Tage

- ✓ Optimales Milieu für Progenitor-Zellen: multiple positive Effekte auf Entzündungshemmung, Wundheilung und Gewebe- und Knochenregeneration
- ✓ Durch eine Vielzahl klinischer Studien wissenschaftlich belegt
- ✓ Mit mehrfach patentierter Technologie



IHRE BESTELLUNG

Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis	Menge (bitte eintragen)
THO-01	Theravex Total Oral Care Plus, 200 ml	39,50 €	

Ihre Bestellung: Bitte per Scan/Handyfoto an info@rundas.de, telefonisch an 02064 625 95 50 oder FAX an 02064 625 95 80

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

Synthetisches, resorbierbares Knochenersatzmaterial

Paste (Putty, sofort gebrauchsfertig) oder Granulat



Weitere Eigenschaften

- Biokompatibel, bioresorbierbar, biologisch abbaubar
- Unterstützt als osteokonduktive Stützmatrix mit hoher Porosität und Biokompatibilität die Knochenneubildung in Defektbereichen
- Der Silikatzusatz unterstützt die Knochenbildung zusätzlich osteoinduktiv
- Wird während des Heilungsprozesses vollständig bioresorbiert und durch vitalen Knochen ersetzt
- Vegan: Ohne menschliches und tierisches Gewebe, daher kein Risiko einer Krankheitsübertragung sowie hohe ethische und interkulturelle Akzeptanz
- Radioopak / röntgenopak: Material ist im CT und Röntgenbild sichtbar, zur Kontrolle der Osseointegration
- Beibehaltung von Architektur und struktureller Integrität: 16–24 Wochen
- Resorptionszeit: 6–12 Monate

- Auf β -TCP (Beta-Tricalciumphosphat)-Basis
- In Granulatform oder als Paste (**Paste: gebrauchsfertig, im Injektor – kein vorheriges Anmischen erforderlich!**)
- Zur Verwendung als Augmentationsmaterial zum Auffüllen von Knochendefekten
- 100 % synthetisch
- Medizinprodukt der Klasse III gemäß EU-Medizinprodukteverordnung (MDR)



Indikationen

- Krestale Augmentation
- Alveolen-Auffüllung
- Regeneration parodontaler Defekte
- Sinuslift
- Rekonstruktion von Tumor- und Zystendefekten

IHRE BESTELLUNG			Box(en) mit 1 Stück (bitte Anzahl eintragen)
Form / Partikelgröße / Vol.	Art.-Nr.	Preis	
Granulat: 0,25-1 mm / 0,5 cm ³	AG02501005	34,95 €	
Granulat: 0,25-1 mm / 1 cm ³	AG02501010	49,95 €	
Granulat: 0,5-1 mm / 1 cm ³	AG05001010	49,95 €	
Granulat: 1-2 mm / 0,5 cm ³	AG10002005	34,95 €	
Granulat: 1-2 mm / 1 cm ³	AG10002010	49,95 €	
Paste: 0,5 cm ³	ADP050	99,85 €	
Paste: 0,75 cm ³	ADP075	109,85 €	

Resorbierbare synthetische Membran

Resorbierbare synthetische Membran für die dentale Chirurgie



Weitere Eigenschaften

- sehr gute Verträglichkeit durch hohe Biokompatibilität
- vegan: rein synthetische Bestandteile, ohne tierisches und humanes Gewebe, daher kein Risiko einer Krankheitsübertragung sowie hohe ethische und interkulturelle Akzeptanz
- dreischichtige Struktur, spezifische Vorder- und Rückseite für Knochen- und Weichgewebe-Seite
- Vernähen ist möglich, aber nicht unbedingt erforderlich



- resorbierbare synthetische Membran für die gesteuerte Gewebe- und Knochenregeneration (GBR / GTR) in der Dentalchirurgie
- vollständig resorbierbar: Resorptionszeit ca. 4-6 Monate
- kein zweiter chirurgischer Eingriff erforderlich
- Barrierefunktion für 10-12 Wochen nach der Implantation
- aus Poly-(D,L)-Laktid (PDLLA, ein PLA-basiertes Polymer), mit langer medizinischer Verwendungsgeschichte



Indikationen

- Unterstützung der Knochenregeneration bei Zahnimplantationen und in der Parodontalchirurgie
- Behandlung von Knochendefekten im Kieferbereich
- Schutz und Stabilisierung von Knochentransplantaten
- Förderung des Knochenaufbaus nach Zahnextraktionen

IHRE BESTELLUNG			Box(en) mit 1 Stück (bitte Anzahl eintragen)
Größe	Art.-Nr.	Preis	
20 x 25 mm	AM-2025	78,95 €	
20 x 20 mm	AM-2020	64,95 €	
15 x 20 mm	AM-1520	56,95 €	

Ihre Bestellung: Bitte per Scan/Handyfoto an info@rundas.de, telefonisch an 02064 625 95 50 oder FAX an 02064 625 95 80

Ihre Bestellung: Bitte per Scan/Handyfoto an info@rundas.de, telefonisch an 02064 625 95 50 oder FAX an 02064 625 95 80

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

Knochenschaber zur Gewinnung von autologem Knochen



- Einweg-Knochenschaber / -Knochensammler
- zur Gewinnung von Patienten-Eigenknochen im Rahmen von GBR-Verfahren, z. B. bei der Implantatbett-Aufbereitung
- Material: Polycarbonat (PC) und Edelstahl 1.4542
- rotierbare Klinge aus Edelstahl
- steril verpackt

Powerbone Bone Scraper

- Der Powerbone Bone Scraper ist ein Einweginstrument aus Polycarbonat (PC) zur Gewinnung von autologem Knochenmaterial (kortikal oder spongiös) für den Einsatz bei Verfahren zur gesteuerten Knochenregeneration (GBR).
- Der Knochenschaber hat eine Klinge aus medizinischem Edelstahl. Mit ihr werden autologe Knochenfragmente aus dem Kinn- oder Ramusbereich abgeschabt und im integrierten Auffangbehälter gesammelt. Während des Einsatzes ist die runde Edelstahlklinge bei Bedarf mit einem 1,2 mm Hex-Schraubendreher rotierbar, um den noch unbenutzten Teil der Klinge zu verwenden.
- Die gesammelten Knochenfragmente haben aufgrund ihrer gekrümmten Form ein großes Volumen, was die erforderliche Menge an Augmentationsmaterial erheblich reduziert und die Invasivität des Eingriffs verringert.
- Bei diesem manuellen Verfahren zur Knochengewinnung mischt sich das Knochenmaterial direkt mit Patientenblut und bewahrt zelluläre Bestandteile wie Osteozyten für eine optimale Knochenregeneration.

Medizinprodukt der Klasse I-Andere gemäß EU-Medizinprodukteverordnung (MDR).

Für den zahnärztlichen Gebrauch.

Vor Verwendung die Gebrauchsanweisung sorgfältig durchlesen.

IHRE BESTELLUNG			Menge (bitte eintragen)
Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis	
PBS	Bone Scraper	34,80 €	



Ihre Bestellung: Bitte per Scan/Handyfoto an info@rundas.de, telefonisch an 02064 625 95 50 oder FAX an 02064 625 95 80

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel



Das Must-Have für jede Zahnarztpraxis:

SCHÜTZT ORALE WUNDEN

Unterstützt den Heilungsprozess: deckt die Wunde ab, schützt den Anwendungsbereich vor äußeren Reizen und hält die körpereigenen Heilungsfaktoren auf der Wundoberfläche.

Aktuell wird kontrovers diskutiert, ob Ora-Aid für die Verwendung als Kurzzeit-Membran vernäht werden kann.

Ora-Aid ist jedoch **deutlich einfacher anzuwenden**, unter anderem durch die initiale Adhäsion des Produkts zu Beginn des Vernähens. Ora-Aid bleibt stabil und hilft, Nahtdehiszenzen zu vermeiden.

SELBSTHAFTEND

Die adhäsive Seite reagiert nach der Applikation auf der Mundschleimhaut mit Wasser, Blut und Speichel zu einem selbsthaftenden Gel und heftet sich an.



EINFACHES HANDLING

Während die adhäsive Seite auf der Trägerfolie haftet, kann Ora-Aid leicht in individuelle Formen adaptiert werden.

ORA-AID-INDIKATIONEN:



Zahnextraktion



Implantatchirurgie



Parodontalchirurgie



Orale Wunden



KFO-Therapie



Aphthen

IHRE BESTELLUNG			Box(en) mit 20 Stück (bitte Anzahl eintragen)
Größe (mm)	Art.-Nr.	Preis	
25 x 15	AG-202A	84,50 €	
50 x 15	AG-205A	99,50 €	

Ihre Bestellung: Bitte per Scan/Handyfoto an info@rundas.de, telefonisch an 02064 625 95 50 oder FAX an 02064 625 95 80

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____


Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

In der Anwendung: **Ora-Aid**

Erfahrungsbericht von:
Dr. med. Dr. med. dent. Johannes Zielasko
Ferdinandstr. 25 • 12209 Berlin
www.dr-zielasko.de

„Ora-Aid beschleunigt die Wundheilung und ist leicht anwendbar.“



Fall 1
Wundverband nach OP



Fall 2
Implantat-OP Regio 35



Weitere Informationen: www.ora-aid.de



Nähen Sie noch...



...oder Coreflon Sie schon?

Coreflon – nicht resorbierbares Nahtmaterial für die zahnärztliche Chirurgie.
Perfekt sichtbar | Glatt + stark zugleich | Unterstützt die Wundheilung | Wie eine „intelligente“ Naht

Vorteile beim Einsatz in der Dentalchirurgie

- 100 % medizinisches dPTFE („dense“ Polytetrafluorethylen), glatt, verdichtet, ohne Mikroporen
- Blendfreie Nadeln in Schwarz: Kombination mit weißer PTFE-Naht sorgt für exzellente, **kontrastreiche Sichtbarkeit** im chirurgischen Bereich, zusätzlich erhöhen **schwarze Nadeln die subgingivale Sichtbarkeit**
- Einzigartige Fähigkeit zu **spezifizierter Dehnung** (wie eine „intelligente Naht“):

Die Anpassung an das Volumen des Gewebes, das sich während des Heilungsprozesses ändert, dient der **festen Gewebeunterstützung** während des **gesamten Heilungsprozesses**.



IHRE BESTELLUNG							
NADEL				FADEN (Farbe: Weiß)	Art.-Nr.	Preis	Box(en) mit 12 Nähten (bitte Anzahl eintragen)
Farbe	Form	Länge (mm)	Querschnitt	Stärke (USP)			
Schwarz	DS 1/2 Kreis 1/2	16	Y	3/0	C3DS165512B	117,- € 98,- €	
	DS 1/2 Kreis 1/2			4/0	C4DS165512B		
	DKO 3/8 Kreis 3/8	16	V	4/0	C4DKO165512B		
	DKO 3/8 Kreis 3/8			5/0	C5DKO165512B		

Ihre Bestellung: Bitte per Scan/Handyfoto an info@rundas.de, telefonisch an 02064 625 95 50 oder FAX an 02064 625 95 80

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____



Praxisstempel

Ihre wirtschaftliche Alternative. Nahtmaterial von SABANA®.

Viele Ausführungen - resorbierbar & nicht resorbierbar -
erstklassiges Preis-Leistungsverhältnis

Nicht-resorbierbares Nahtmaterial

Monofile Produkte:

- SABApol®** Polypropylen
- SABANA NYLON** Nylon
- SABANA PTFE** Polytetrafluorethylen

Polyfile Produkte:

- SABAguard®** Polyester
- SABANA SILK** Seide

Resorbierbares Nahtmaterial

Monofile Produkte:

- SABAglyde®** Poliglecaprone 25
- SABAglyde plus®** Poly (p-dioxanon)
- SABANA PGLA 910** Polyglactin 910
- SABANA PGLA 910 rapid** Polyglactin 910

Polyfile Produkte:

- SABA sorb®** Polyglykolsäure
- SABA sorb rapid®** Polyglykolsäure



IHRE BESTELLUNG												
Nahtmaterial	Material	Nadelform	Nadel- länge	Nadelquer- schnitt und -spitze	Faden- länge	Fadenstärke (USP)	Faden- aufbau	Faden- farbe	Art.-Nr.	Preis	Box(en) mit 24 Nähten <small>(bitte Anzahl eintragen)</small>	
SABANA SILK	Nicht-resorbierbar Seide	DS 3/8-Kreis	19 mm	schneidend	45 cm	2-0	polyfil	Schwarz	S5E45CX19-24	48,90		
		DS 3/8-Kreis	19 mm	schneidend	75 cm	2-0			S5E75CX19-24	48,90		
		HS 1/2-Kreis	26 mm	schneidend	75 cm	2-0			S5E75DX26-24	48,90		
		HR 1/2-Kreis	17 mm	Rundkörper	75 cm	3-0			S5F75DZ17-24	48,90		
		GR Gerade	19 mm	Rundkörper	45 cm	3-0			S5F45AZ19-24	48,90		
		HR 1/2-Kreis	22 mm	Rundkörper	75 cm	3-0			S5F75DZ22-24	48,90		
		HS 1/2-Kreis	18 mm	schneidend	45 cm	3-0			S5F45DX18-24	48,90		
		HS 1/2-Kreis	18 mm	schneidend	75 cm	3-0			S5F75DX18-24	48,90		
		DS 3/8-Kreis	19 mm	schneidend	45 cm	3-0			S5F45CX19-24	48,90		
		DS 3/8-Kreis	19 mm	schneidend	75 cm	3-0			S5F75CX19-24	48,90		
		HS 1/2-Kreis	22 mm	schneidend	45 cm	3-0			S5F45DX22-24	48,90		
		HS 1/2-Kreis	22 mm	schneidend	75 cm	3-0			S5F75DX22-24	48,90		
		DS 3/8-Kreis	22 mm	schneidend	45 cm	3-0			S5F45CX22-24	48,90		
		DS 3/8-Kreis	22 mm	schneidend	75 cm	3-0			S5F75CX22-24	48,90		
		HS 1/2-Kreis	26 mm	schneidend	75 cm	3-0			S5F75DX26-24	48,90		
		HR 1/2-Kreis	17 mm	Rundkörper	45 cm	4-0			S5G45DZ17-24	48,90		
		DS 3/8-Kreis	16 mm	schneidend	75 cm	4-0			S5G75CX16-24	48,90		
		HR 1/2-Kreis	17 mm	Rundkörper	75 cm	4-0			S5G75DZ17-24	48,90		
		GR Gerade	19 mm	Rundkörper	45 cm	4-0			S5G45AZ19-24	48,90		
		DS 3/8-Kreis	13 mm	schneidend	45 cm	4-0			S5G45CX13-24	48,90		
		DS 3/8-Kreis	16 mm	schneidend	45 cm	4-0			S5G45CX16-24	48,90		
		HS 1/2-Kreis	18 mm	schneidend	45 cm	4-0			S5G45DX18-24	48,90		
		HS 1/2-Kreis	18 mm	schneidend	75 cm	4-0			S5G75DX18-24	48,90		
		DS 3/8-Kreis	19 mm	schneidend	75 cm	4-0			S5G75CX19-24	48,90		
		HS 1/2-Kreis	26 mm	schneidend	75 cm	4-0			S5G75DX26-24	48,90		
		HRT 1/2-Kreis	17 mm	Rundkörper, Trokar	45 cm	4-0			S5G45DT17-24	53,90		
		HRT 1/2-Kreis	17 mm	Rundkörper, Trokar	75 cm	4-0			S5G75DT17-24	53,90		
		DS 3/8-Kreis	12 mm	schneidend	45 cm	5-0			S5H45CX12-24	53,90		
		DS 3/8-Kreis	16 mm	schneidend	45 cm	5-0			S5H45CX16-24	48,90		
		DS 3/8-Kreis	19 mm	schneidend	45 cm	5-0			S5H45CX19-24	48,90		
DS 3/8-Kreis	19 mm	schneidend	75 cm	5-0	S5H75CX19-24	48,90						
DS 3/8-Kreis	12 mm	schneidend	45 cm	6-0	S5I45CX12-24	78,90						
SABAguard® Nicht-resorbierbar	Polyester (PET)	DS 3/8-Kreis	30 mm	schneidend	75 cm	2-0	polyfil	Grün	S6E75CX30-24	56,90		
		DS 3/8-Kreis	18 mm	schneidend	45 cm	3-0			S6F45CX19-24	56,90		
		HR 1/2-Kreis	17 mm	Rundkörper	45 cm	3-0			S6F45DZ17-24	56,90		
		HR 1/2-Kreis	17 mm	Rundkörper	75 cm	3-0			S6F75DZ17-24	56,90		
		HR 1/2-Kreis	22 mm	Rundkörper	45 cm	3-0			S6F45DZ22-24	56,90		
		HR 1/2-Kreis	22 mm	Rundkörper	75 cm	3-0			S6F75DZ22-24	56,90		
		HS 1/2-Kreis	18 mm	schneidend	45 cm	3-0			S6F45DX18-24	56,90		
		HS 1/2-Kreis	18 mm	schneidend	75 cm	3-0			S6F75DX18-24	56,90		
		GR Gerade	19 mm	Rundkörper	45 cm	4-0			S6G45AZ19-24	56,90		
		DS 3/8-Kreis	13 mm	schneidend	45 cm	4-0			S6G45CX13-24	56,90		
		HS 1/2-Kreis	16 mm	schneidend	75 cm	4-0			S6G75DX16-24	56,90		
		HS 1/2-Kreis	17 mm	Rundkörper	75 cm	4-0			S6G75DZ17-24	56,90		
		DS 3/8-Kreis	16 mm	schneidend	45 cm	4-0			S6G45CX16-24	56,90		
		HS 1/2-Kreis	13 mm	Rundkörper	75 cm	5-0			S6H75DZ13-24	56,90		
		HS 1/2-Kreis	18 mm	schneidend	45 cm	4-0			S6G45DX18-24	56,90		
		DS 3/8-Kreis	19 mm	schneidend	45 cm	4-0			S6G45CX19-24	56,90		
		DS 3/8-Kreis	19 mm	schneidend	75 cm	4-0			S6G75CX19-24	56,90		
		DS 3/8-Kreis	16 mm	schneidend	45 cm	5-0			S6H45CX16-24	56,90		
		DS 3/8-Kreis	13 mm	schneidend	45 cm	6-0			S6I45CX13-24	91,90		

Bitte beachten Sie die Angaben zu den Lagerbedingungen in der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Ihre Bestellung: Bitte per Scan/Handyfoto an info@rundas.de, telefonisch an 02064 625 95 50 oder FAX an 02064 625 95 80

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

IHRE BESTELLUNG													
Nahtmaterial	Material	Nadelform	Nadel-länge	Nadelquer-schnitt & -spitze	Faden-länge	Fadenstärke (USP)	Faden-aufbau	Faden-farbe	Art.-Nr.	Preis	Box(en) mit 24 Nähten (bitte Anzahl eintragen)		
SABANA NYLON	Nylon	DS 3/8-Kreis	19 mm	schneidend	45 cm	2-0	monofil	Schwarz	S3E45CX19-24	43,50			
			19 mm	schneidend	45 cm	3-0			S3F45CX19-24	43,50			
			19 mm	schneidend, Truprime	45 cm	3-0			S3F45CX19PR-24	62,50			
			19 mm	schneidend	75 cm	3-0			S3F75CX19-24	43,50			
			24 mm	schneidend	45 cm	3-0			S3F45CX24-24	43,50			
			17 mm	Rundkörper	75 cm	4-0			S3G75DZ17-24	43,50			
			19 mm	Rundkörper	45 cm	4-0			S3G45AZ19-24	43,50			
			19 mm	Rundkörper	75 cm	4-0			S3G75DZ19-24	43,50			
			20 mm	Rundkörper	45 cm	4-0			S3G45DZ20-24	43,50			
			13 mm	schneidend	45 cm	4-0			S3G45CX13-24	52,50			
			13 mm	schneidend, Truprime	45 cm	4-0			S3G45CX13PR-24	77,50			
			15 mm	schneidend	45 cm	4-0			S3G45DX15-24	43,50			
			16 mm	schneidend	45 cm	4-0			S3G45CX16-24	43,50			
			16 mm	schneidend	75 cm	4-0			S3G75CX16-24	43,50			
			19 mm	schneidend	45 cm	4-0			S3G45CX19-24	43,50			
			19 mm	schneidend, Präzisionsspitze	45 cm	4-0			S3G45CX19P-24	52,50			
			19 mm	schneidend	75 cm	4-0			S3G75CX19-24	43,50			
			20 mm	schneidend	45 cm	4-0			S3G45DX20-24	43,50			
			20 mm	schneidend	75 cm	4-0			S3G75DX20-24	43,50			
			17 mm	Rundkörper	75 cm	5-0			S3H75DZ17-24	52,50			
			19 mm	Rundkörper	75 cm	5-0			S3H75DZ19-24	52,50			
			13 mm	schneidend	45 cm	5-0			S3H45CX13-24	52,50			
			13 mm	schneidend, Truprime	45 cm	5-0			S3H45CX13PR-24	77,50			
			16 mm	schneidend	45 cm	5-0			S3H45CX16-24	52,50			
			16 mm	schneidend, Truprime	45 cm	5-0			S3H45CX16PR-24	77,50			
			19 mm	schneidend	45 cm	5-0			S3H45CX19-24	52,50			
			20 mm	schneidend	75 cm	5-0			S3H75DX20-24	52,50			
			12 mm	Rundkörper	45 cm	6-0			S3I45DZ12-24	64,50			
			12 mm	schneidend	45 cm	6-0			S3I45CX12-24	64,50			
			16 mm	schneidend	45 cm	6-0			S3I45CX16-24	64,50			
24 mm	schneidend	75 cm	3-0	S3F75CX24-24	64,50								

IHRE BESTELLUNG													
Nahtmaterial	Material	Nadelform	Nadel-länge	Nadelquer-schnitt & -spitze	Faden-länge	Fadenstärke (USP)	Faden-aufbau	Faden-farbe	Art.-Nr.	Preis	Box(en) mit 24 Nähten (bitte Anzahl eintragen)		
SABAPOL®	Polypropylen (PP)	HR 1/2-Kreis	40 mm	Rundkörper	75 cm	0	monofil	Blau	S8D75DZ40-24	58,90			
			26 mm	Rundkörper	75 cm	2-0			S8E75DZ26-24	58,90			
			40 mm	schneidend	75 cm	2-0			S8E75CX40-24	58,90			
			19 mm	schneidend	45 cm	3-0			S8F45CX19-24	58,90			
			19 mm	schneidend, Truprime	45 cm	3-0			S8F45CX19PR-24	82,50			
			19 mm	schneidend, Truprime, schwarze Nadel	45 cm	3-0			S8F45CX19PRB-24	82,50			
			24 mm	schneidend	45 cm	3-0			S8F45CX24-24	58,90			
			24 mm	schneidend, Truprime	45 cm	3-0			S8F45CX24PR-24	82,50			
			19 mm	schneidend	75 cm	3-0			S8F75CX19-24	58,90			
			19 mm	Rundkörper	45 cm	4-0			S8G45AZ19-24	58,90			
			20 mm	Rundkörper	45 cm	4-0			S8G45DZ20-24	58,90			
			20 mm	Rundkörper	75 cm	4-0			S8G75DZ20-24	58,90			
			16 mm	schneidend	45 cm	4-0			S8G45CX16-24	58,90			
			16 mm	schneidend, Truprime	45 cm	4-0			S8G45CX16PR-24	82,50			
			19 mm	schneidend	45 cm	4-0			S8G45CX19-24	58,90			
			19 mm	schneidend, Truprime, schwarze Nadel	45 cm	4-0			S8G45CX19B-24	82,50			
			19 mm	schneidend, Truprime	45 cm	4-0			S8G45CX19PR-24	82,50			
			13 mm	schneidend, Truprime	45 cm	4-0			S8G45CX13PR-24	82,50			
			19 mm	schneidend	75 cm	4-0			S8G75CX19-24	58,90			
			17 mm	Rundkörper	75 cm	5-0			S8H75DZ17-24	58,90			
			13 mm	schneidend	45 cm	5-0			S8H45CX13-24	78,90			
			13 mm	schneidend, Präzisionsspitze	45 cm	5-0			S8H45CX13P-24	92,50			
			13 mm	schneidend, Truprime	45 cm	5-0			S8H45CX13PR-24	99,90			
			16 mm	schneidend	45 cm	5-0			S8H45DX16-24	54,50			
			16 mm	schneidend	45 cm	5-0			S8H45CX16-24	58,90			
			19 mm	schneidend	75 cm	5-0			S8H75CX19-24	58,90			
			12 mm	schneidend	45 cm	6-0			S8I45CX12-24	86,50			
			16 mm	schneidend	45 cm	6-0			S8I45CX16-24	78,90			

Bitte beachten Sie die Angaben zu den Lagerbedingungen in der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Bitte beachten Sie die Angaben zu den Lagerbedingungen in der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Ihre Bestellung: Bitte per Scan/Handyfoto an info@rundas.de, telefonisch an 02064 625 95 50 oder FAX an 02064 625 95 80

Ihre Bestellung: Bitte per Scan/Handyfoto an info@rundas.de, telefonisch an 02064 625 95 50 oder FAX an 02064 625 95 80

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

IHRE BESTELLUNG												
Nahtmaterial	Material	Nadelform	Nadel-länge	Nadelquer-schnitt & -spitze	Faden-länge	Fadenstärke (USP)	Faden-aufbau	Faden-farbe	Art.-Nr.	Preis	Box(en) mit 24 Nähten (bitte Anzahl eintragen)	
SABAglyde®	Resorbierbar Poligle-caprone 25	DS 3/8-Kreis	24 mm	schneidend	70 cm	3-0	monofil	ungefärbt	S11F70CX24-24	89,90		
			17 mm	Rundkörper	70 cm	3-0		ungefärbt	S11F70DZ17-24	89,90		
			40 mm	schneidend, Truprime	45 cm	4-0		ungefärbt	S11G45CX13PR-24	109,90		
			19 mm	schneidend	45 cm	4-0		ungefärbt	S11G45CX19-24	89,90		
			19 mm	schneidend, Präzisionsspitze	45 cm	4-0		ungefärbt	S11G45CX19P-24	109,90		
			19 mm	schneidend	70 cm	4-0		ungefärbt	S11G70CX19-24	89,90		
			24 mm	schneidend	70 cm	5-0		ungefärbt	S11H45CX13PR-24	124,90		
			24 mm	schneidend	70 cm	5-0		ungefärbt	S11H70CX24-24	89,90		
			19 mm	schneidend	45 cm	3-0		Violett	S14F45CX19-24	89,90		
			16 mm	schneidend	45 cm	4-0		Violett	S14G45CX16-24	89,90		
			13 mm	schneidend	45 cm	5-0		Violett	S14H45CX13-24	109,90		
			16 mm	schneidend	45 cm	5-0		Violett	S14H45CX16-24	89,90		
			HR 1/2-Kreis	13 mm	Rundkörper	70 cm		5-0	Violett	S14H70DZ13-24	118,90	
			SABAglyde plus®	Resorbierbar Poly (p-dioxanon)	DS 3/8-Kreis	19 mm		schneidend	45 cm	3-0	monofil	ungefärbt
19 mm	schneidend, Präzisionsspitze	45 cm				4-0	ungefärbt	S26G45CX19P-24	107,90			
16 mm	schneidend, Präzisionsspitze	70 cm				4-0	ungefärbt	S26G70CX16P-24	107,90			
19 mm	schneidend, Präzisionsspitze	45 cm				3-0	Violett	S9F45CX19P-24	118,90			
19 mm	schneidend, Truprime	45 cm				3-0	Violett	S9F45CX19PR-24	128,90			
13 mm	schneidend, Präzisionsspitze	45 cm				4-0	Violett	S9G45CX13P-24	118,90			
13 mm	schneidend, Präzisionsspitze	45 cm				4-0	Violett	S9G45CX13PB-24	128,90			
19 mm	schneidend, Präzisionsspitze	45 cm				4-0	Violett	S9G45CX19P-24	118,90			
13 mm	schneidend, Truprime	45 cm				4-0	ungefärbt	S26G45CX13PR-24	128,90			
13 mm	schneidend, Truprime	45 cm				5-0	Violett	S9H45CX13PR-24	128,90			

IHRE BESTELLUNG																
Nahtmaterial	Material	Nadelform	Nadel-länge	Nadelquer-schnitt und -spitze	Faden-länge	Fadenstärke (USP)	Faden-aufbau	Faden-farbe	Art.-Nr.	Preis	Box(en) mit 24 Nähten (bitte Anzahl eintragen)					
SABA sorb®	Resorbierbar Polyglykolsäure (PGA)	HR 1/2-Kreis	26 mm	Rundkörper	75 cm	0	polyfil	Violett	S2D75DZ26-24	91,50						
			19 mm	schneidend	75 cm	2-0			S2E75CX19-24	91,50						
			26 mm	Rundkörper	75 cm	2-0			S2E75DZ26-24	91,50						
			36 mm	Rundkörper	90 cm	2-0			S2E90DZ36-24	91,50						
			19 mm	schneidend	45 cm	3-0			S2F45CX19-24	91,50						
			26 mm	schneidend	75 cm	3-0			S2F75CX26-24	91,50						
			19 mm	Rundkörper	75 cm	4-0			S2G75DZ18-24	91,50						
			13 mm	schneidend	45 cm	4-0			S2G45CX13-24	99,90						
			16 mm	schneidend	45 cm	4-0			S2G45CX16-24	91,50						
			18 mm	schneidend	45 cm	4-0			S2G45CX18-24	91,50						
			18 mm	schneidend	75 cm	4-0			S2G75CX18-24	91,50						
			19 mm	schneidend	45 cm	4-0			S2G45DX19-24	91,50						
			19 mm	schneidend	75 cm	4-0			S2G75DX19-24	91,50						
			13 mm	Rundkörper	45 cm	5-0			S2H45DZ13-24	99,90						
			17 mm	Rundkörper	75 cm	5-0			S2H75DZ17-24	94,50						
			13 mm	schneidend	45 cm	5-0			S2H45CX13-24	99,90						
			18 mm	schneidend	45 cm	5-0			S2H45CX18-24	94,50						
			12 mm	schneidend	45 cm	6-0			S2I45CX12-24	102,50						
			16 mm	schneidend	75 cm	6-0			S2I75CX16-24	102,50						
			SABA sorb rapid®	Resorbierbar Polyglykolsäure (PGA)	HR 1/2-Kreis	26 mm			Rundkörper	75 cm	2-0	polyfil	ungefärbt	S1E75DZ26-24	99,90	
						19 mm			schneidend	45 cm	3-0			S1F45CX19-24	99,90	
						26 mm			Rundkörper	75 cm	3-0			S1F75DZ26-24	99,90	
						17 mm			Rundkörper	75 cm	4-0			S1G75DZ17-24	99,90	
						16 mm			schneidend	45 cm	4-0			S1G45CX16-24	99,90	
13 mm	schneidend	45 cm				5-0	S1H45CX13-24	107,90								

Bitte beachten Sie die Angaben zu den Lagerbedingungen in der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Bitte beachten Sie die Angaben zu den Lagerbedingungen in der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Ihre Bestellung: Bitte per Scan/Handyfoto an info@rundas.de, telefonisch an 02064 625 95 50 oder FAX an 02064 625 95 80

Ihre Bestellung: Bitte per Scan/Handyfoto an info@rundas.de, telefonisch an 02064 625 95 50 oder FAX an 02064 625 95 80

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

IHRE BESTELLUNG											
Nahtmaterial	Material	Nadelform	Nadel-länge	Nadelquer-schnitt & -spitze	Faden-länge	Fadenstärke (USP)	Faden-aufbau	Faden-farbe	Art.-Nr.	Preis	Box(en) mit 24 Nähten (bitte Anzahl eintragen)
SABANA PGLA 910	Resorbierbar Polyglactin 910	HR 1/2-Kreis	36 mm	Rundkörper	70 cm	1	monofil	Violett	S10C70DZ36-24	92,50	
		HR 1/2-Kreis	36 mm	Rundkörper	70 cm	0		Violett	S10D70DZ36-24	92,50	
		HR 1/2-Kreis	36 mm	Rundkörper	90 cm	0		Violett	S10D90DZ36-24	92,50	
		DS 3/8-Kreis	26 mm	schneidend	70 cm	2-0		Violett	S10E70CX24-24	92,50	
		HR 1/2-Kreis	26 mm	Rundkörper	70 cm	2-0		Violett	S10E70DZ26-24	92,50	
		DS 3/8-Kreis	19 mm	schneidend, TruPrime	45 cm	3-0		Violett	S10F45CX19PR-24	109,90	
		DS 3/8-Kreis	24 mm	schneidend	70 cm	3-0		Violett	S10F70CX24-24	92,50	
		HR 1/2-Kreis	17 mm	Rundkörper	70 cm	3-0		Violett	S10F70DZ17-24	92,50	
		HR 1/2-Kreis	22 mm	Rundkörper	70 cm	3-0		Violett	S10F70DZ22-24	92,50	
		HR 1/2-Kreis	26 mm	Rundkörper	70 cm	3-0		Violett	S10F70DZ26-24	92,50	
		DS 3/8-Kreis	19 mm	schneidend	75 cm	3-0		Violett	S10F75CX19-24	92,50	
		DS 3/8-Kreis	13 mm	schneidend, TruPrime	45 cm	4-0		Violett	S10G45CX13PR-24	114,50	
		DS 3/8-Kreis	16 mm	schneidend	45 cm	4-0		Violett	S10G45CX16-24	92,50	
		HR 1/2-Kreis	17 mm	Rundkörper	70 cm	4-0		Violett	S10G70DZ17-24	92,50	
		HR 1/2-Kreis	22 mm	Rundkörper	70 cm	4-0		Violett	S10G70DZ22-24	92,50	
		DS 3/8-Kreis	19 mm	schneidend	75 cm	4-0		Violett	S10G75CX19-24	92,50	
		DS 1/2-Kreis	19 mm	schneidend	75 cm	4-0		Violett	S10G75DX19-24	92,50	
		SABANA PGLA 910 rapid	Resorbierbar Polyglactin 910	HR 1/2-Kreis	18 mm	Rundkörper		75 cm	4-0	monofil	ungefärbt
DS 3/8-Kreis	20 mm			schneidend	45 cm	3-0	S20F45CX20-24	97,50			
DS 3/8-Kreis	19 mm			schneidend	45 cm	3-0	S20F45DX19-24	97,50			
DS 3/8-Kreis	19 mm			schneidend	75 cm	3-0	S20F75CX19-24	97,50			
DS 3/8-Kreis	19 mm			schneidend	45 cm	4-0	S20G45CX19-24	97,50			
DS 3/8-Kreis	17 mm			schneidend	45 cm	4-0	S20G45DX17-24	97,50			
DS 3/8-Kreis	20 mm			schneidend	70 cm	4-0	S20G70CX20PR-24	107,50			
HR 1/2-Kreis	17 mm			Rundkörper	70 cm	4-0	S20G70DZ17-24	97,50			
DS 1/2-Kreis	19 mm			schneidend	75 cm	4-0	S20G75DX19-24	97,50			
DS 3/8-Kreis	18 mm			schneidend	45 cm	5-0	S20H45CX18-24	97,50			

Das ausgewählte Sortiment an resorbierbarem und nicht resorbierbarem Nahtmaterial wurde gemeinsam und in enger Zusammenarbeit mit praktisch tätigen und international anerkannten Chirurgen entwickelt.

Bitte beachten Sie die Angaben zu den Lagerbedingungen in der beiliegenden Gebrauchsanweisung.

Ihre Bestellung: Bitte per Scan/Handyfoto an info@rundas.de, telefonisch an 02064 625 95 50 oder FAX an 02064 625 95 80

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel _____

Easy Blade Holder - Skalpellgriff der nächsten Generation



- ergonomischer Skalpellgriff, rund, Edelstahl
- passend für Skalpellschneidlinge Figur 10-15, analog zu Skalpellgriff Nr. 3
- mit patentiertem Mechanismus für einfachen Skalpellschneidlingen-Wechsel
- einfache, intuitive Handhabung: Einsetzen, Arretieren, Lösen und Entfernen der Klinge per Feststellmutter und Druckknopf
- Klinge einlegen, nahezu ohne Kraftausübung: Druckknopf drücken, Klinge einlegen, Mutter zudrehen - fertig
- Klinge entfernen, ohne sie zu berühren: Mutter aufdrehen, Druckknopf drücken (wie bei einem Kugelschreiber) - fertig
- Minimierung der Verletzungsgefahr, Vermeidung von Kreuzinfektionen, weniger Zeitaufwand für das Wechseln der Klingen
- ergonomischer, ideal austarierter Griff, geriffelte Grifffläche



Medizinprodukt der Klasse I gemäß EU-Medizinprodukteverordnung (MDR), CE-Kennzeichnung, u. a. FDA-zertifiziert
zerlegbar, autoklavierbar (min. 121 °C, 15-20 Min.)
Länge (ohne Klinge) ca. 143 mm, Durchmesser an Grifffläche ca. 7 mm, Gewicht ca. 32 g

PASSEND DAZU: Skalpellschneidlingen

- Einmal-Skalpellschneidlingen, Größen / Figuren: 10, 11, 12, 15
- passend für Skalpellschneidgriff Nr. 3
- made in Germany (Heinz Herenz, Hamburg)
- Material: Karbonstahl (Kohlenstoffstahl)
- sterilisiert durch Gammabestrahlung
- einzeln steril verpackt in einem Peelpack aus Aluminiumfolie (mit einem Streifen VCI-Papier)
- Packung mit 100 Stück



IHRE BESTELLUNG			Menge (bitte eintragen)
Art.-Nr.	Bezeichnung	Preis	
42200	Easy Blade Holder - Skalpellschneidgriff, Packung mit 5 Stück	179,- €	
1110910	Skalpellschneidlingen, Größe / Figur: 10, Packung mit 100 Stück	13,95 €	
1110911	Skalpellschneidlingen, Größe / Figur: 11, Packung mit 100 Stück	13,95 €	
1110912	Skalpellschneidlingen, Größe / Figur: 12, Packung mit 100 Stück	13,95 €	
1110915	Skalpellschneidlingen, Größe / Figur: 15, Packung mit 100 Stück	13,95 €	

Ihre Bestellung: Bitte per Scan/Handyfoto an info@rundas.de, telefonisch an 02064 625 95 50 oder FAX an 02064 625 95 80

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel _____

LODI

LOCATOR® DENTAL IMPLANT FÜR DIE OVERDENTURE-VERSORGUNG



ZD ZEST DENTAL SOLUTIONS

Vertrauen Sie dem ORIGINAL!

ZD ZEST DENTAL SOLUTIONS

LOCATOR®

- 1 Die LOCATOR® Retentionseinsätze richten sich selbst aus und rotieren im Prothesen-Retentionsgehäuse. Durch die resiliente Verbindung werden trotz stabiler Verbindung die auftretenden Kaukräfte ausgeglichen.
- 2 Die geringere vertikale Höhe der LOCATOR® Patrize bietet Patientenkomfort sowohl beim Entfernen der Prothese als auch durch die höhere Prothesenstabilität im Vergleich zu Kugelaufbauten.
- 3 Das LOCATOR® Abutment ist in den Gingivahöhen 2,5 und 4 mm erhältlich und bietet mehr Flexibilität bei der Insertion und beim Austausch.
- 4 Bewährte RBM* angeraute Oberfläche über die gesamte Länge des Implantats.
- 5 Das progressive Gewindedesign weitet sich im Schulterbereich. Das begünstigt eine höhere Primärstabilität.
- 6 Verfügbar in den Durchmessern 2,4 und 2,9 mm sowie in den Längen 10, 12 und 14 mm.
- 7 Selbstschneidendes Gewindedesign für eine leichte Implantatinsertion und höhere Implantatstabilität.



LODI-Komplettsset



MEGA-DEAL!

je Set

159,-€

179,-€

1 LODI-Komplettsset enthält:

1 x LODI-Implantat
(Ø 2,4 mm oder 2,9 mm)

1 x LODI-Abutment
(für Gingivahöhe 2,5 mm oder 4 mm)

1 x LOCATOR®-Laborset mit
Retentionsgehäuse, Retentionseinsätzen
und Ausblockring

1 x

1 x

1 x



* Resorbable Blast Media (Hydroxyapatite)

Ihre Bestellung: Bitte per Scan/Handyfoto an info@rundas.de, telefonisch an 02064 625 95 50 oder FAX an 02064 625 95 80

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____


Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel


3,8 MILLIONEN
behandelte Patienten

DAS ORIGINAL. VIELSEITIG. BEWÄHRT.

Der ORIGINAL LOCATOR®:
Seit Jahrzehnten bewährt.



Original LOCATOR®/
Standard
Retentionseinsatz



Original LOCATOR®/
Erweiterte Angulation
Retentionseinsatz

Kompatibel mit Camlog,
Straumann, Dentsply und
vielen weiteren Systemen.

MEGA-DEAL!
139,-€
124,50 €
Retentionseinsätze
nicht inklusive.



LOCATOR R-Tx[®]
REMOVABLE ATTACHMENT SYSTEM

MEGA-DEAL!


169,-€

149,-€


Retentionseinsätze
inklusive.

EINFACH.
STÄRKER.
FLEXIBLER.

Die nächste LOCATOR[®]-Generation ist da:
Das LOCATOR R-Tx[®] System.



LOCATOR[®] R-Tx
Standard
Retentionseinsatz



LOCATOR[®] R-Tx
Begrenzte Angulation
Retentionseinsatz



Kompatibel mit Camlog,
Straumann, Dentsply und
vielen weiteren Systemen.

Bestellinfos



Video



Exklusives Ein- und Umsteigerangebot

**Paltop Chirurgie-Kit Basis
+ 10 Paltop-Implantate
nach Wahl**

Je Implantat:	Chirurgie-Kit:
129,-€	998,-€
99,-€	508,-€

1.988€
nur 1.198,-€



Das Chirurgie-Kit beinhaltet:

- Pilotbohrer
- Stufenbohrer Ø 1,5/2 mm, Ø 2/2,4 mm, Ø 2,4/3,2 mm, 3,2/3,8 mm, lang
- Finalbohrer für Ø 3,25 mm, Ø 3,75 mm, Ø 4,2 mm, Ø 5 mm Implantate, lang
- Adapter für Schlüsselratsche
- Bohrverlängerung
- Sechskantschlüssel Ø 1,25 mm L 15 mm, lang
- Sechskantschlüssel Ø 1,25 mm L 9 mm, kurz
- Sechskantschlüssel Ø 2,5 mm, lang
- Sechskantschlüssel Ø 2,5 mm, kurz
- Sechskantschlüssel Ø 2 mm, lang
- Sechskantschlüssel Ø 2 mm, kurz
- Parallelstift Ø 1,5/2 mm
- Manueller Sechskant-Schraubendreher Ø 1,25 mm L 14 mm
- Standard Drehmomentratsche
- Chirurgisches Bohrprotokoll

Ein Chirurgie-Set
passend für **alle**
Paltop-
Implantatdesigns.





Dentalimplantat Paltop ADVANCED+ mit leicht aktivem Apex



Weitere Paltop-Implantatdesigns

Interne Hex-Verbindung

Mikro-Gewinde


Zur Reduzierung des Knochendrucks und Minimierung der Knochenresorption

Unterstützung der Osseointegration

Zylindrische Form fördert die langfristige Osseointegration durch Vergrößerung der Oberfläche und der Knochen-Implantat-Kontaktfläche

Primärstabilität

7 mm konisch-aggressives Gewinde zielt auf eine Verbesserung der Initialstabilität durch das Erzeugen von Knochenkompression



Hohe Ästhetik

Plattform-Switching ermöglicht hohe Ästhetik durch Weichgewebs-Management. Es reduziert auch die Druckbelastung, die vom Abutment auf den Knochen übertragen wird und hilft, Knochenabbau durch hohen mechanischen Druck zu verhindern

2 Führungsgewinde mit optimaler Steigung von 0,8 mm pro Gewindegang unterstützen die schnelle Implantatinsertion mit verbesserter Stabilität

Das „+“: mit leicht aktivem Apex

Ermöglicht die einfachere Insertion bis zur gewünschten finalen Implantatposition



Auch als 3 mm-Implantate erhältlich.

SONDERANGEBOT FÜR EIN- UND UMSTEIGER

System	1 Implantat	GESAMTPAKET		
		10 Implantate + Chirurgie-Kit		
Jedes Paltop-System	99,- €	990,- €	998,- €	1.988,- € 1.198,- €



Jedes Implantat besitzt eine sandgestrahlte, säuregeätzte, ultra-reine Oberfläche. In einem mehrstufigen Reinigungsprozess unter Verwendung von ultra-reinem Wasser werden unerwünschte Partikel entfernt, die Oxidschicht bleibt intakt

ADVANCED CLASSIC




Interne Hex-Verbindung

Mikro-Gewinde

Unterstützung der Osseointegration

Primärstabilität

Sichere Insertion



Hohe Ästhetik

ENHANCED STABILITY Dynamic




Interne Hex-Verbindung

Mikro-Gewinde

Einfache Insertion

Aggressives Apexgewinde

Selbst-schneidend



Hohe Ästhetik

Unterstützung der Osseointegration



Ihre Vorteile auf einen Blick

- + zur Reduzierung von Infektionen und Schwellungen nach dental-chirurgischen Eingriffen, z. B. Extraktionen, Implantologie, Endodontie
- + wiederverwendbar und nachhaltig, da nahezu unbegrenzt haltbar
- + Bleiben Sie Ihren Patienten langfristig in guter Erinnerung
- + Von vielen Kollegen alternativ über die GOÄ 530 abgerechnet



Hellblau transparentes Gel Hellblau transparentes Gel Farblos transparentes Gel



DentaCool Kids Kühlkomresse „Standard“ Vlieshüllen

Die Außenseite unserer gefüllten Kältekompressen besteht aus einer transparenten und stabilen PE-Folie, während das Innere mit transparentem oder hellblauem Gel gefüllt ist.

Im Gel schwimmt eine laminierte Karte mit Platz zum Druck für Ihre individuellen Daten (z. B. Adresse, Visitenkarte, Tätigkeitsschwerpunkte, Praxishighlights oder was auch immer Sie mögen!) auf der Vorderseite bzw. beidseitig.

Mit einer Größe von ca. 80 x 180 mm hat die Komresse die perfekte Größe und schmiegt sich ideal an die Handinnenfläche und bei der Anwendung an die Kinn-/Wangenregion.

Wiederverwendbar und nachhaltig

IHRE BESTELLUNG					Anzahl
Artikel	Art.-Nr.	Preis / Stück	Farbe		
Kühlkomresse Druck Vorderseite	70001-B	1,18 € ab 250 Stk.	●		
		1,13 € ab 500 Stk.			
		1,06 € ab 1000 Stk.			
Kühlkomresse Druck Vorderseite	70002	1,28 € ab 250 Stk.	○		
		1,18 € ab 500 Stk.			
		1,08 € ab 1000 Stk.			
Kühlkomresse Druck Vorder- & Rückseite	70019	1,58 € ab 250 Stk.	○		
		1,48 € ab 500 Stk.			
		1,38 € ab 1000 Stk.			
Kühlkomresse Standard	70003	1,45 € ab 1 Stk.	●		
Kühlkomresse DentaCool Kids	70007	1,48 € ab 1 Stk.	○		
		1,28 € ab 10 Stk.			
		1,18 € ab 50 Stk.			
Vlies-Schutzhüllen	70004	12,50 € 1 Beutel (mit 50 Stk.)	○		

Produktionsbedingte Abweichung der Liefermenge von der Bestellmenge bei personalisierten Kompressen um +/- 10 % vorbehalten. Die stückgenaue Abrechnung erfolgt auf Basis der tatsächlichen Liefermenge.

Druckfläche
 Vorderseite
 55 x 55 mm



Druckfläche
 Vorderseite +
 Vorder- und
 Rückseite
 65 x 125 mm



Ihre Bestellung: Bitte per Scan/Handyfoto an info@rundas.de, telefonisch an 02064 625 95 50 oder FAX an 02064 625 95 80

Name _____


RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel



Designbeispiel

PEPPERMINT ROSIE



Nitrilhandschuhe

Hi, ich bin Peppermint Rosie und ich bringe Farbe in die Praxis!

2 FARBEN
IN EINER BOX!

30 x
rosa

30 x
mint

ZWEI
Entnahme-
möglichkeiten

Nitrilhandschuhe PEPPERMINT ROSIE

Farbmix, 60 Stück, Art.-Nr. 118-300

Der stylische Farbmix aus Mint und Rosa steckt bei Peppermint Rosie schon im Namen. Ihr Lächeln auf der knalligen Box und vor allem die hochwertigen Nitrilhandschuhe sorgen für gute Laune in Praxis, Betrieb und Studio.

- Nitril-Untersuchungshandschuhe im 2-Farben-Mix (Mint & Rosa), nicht steril
- Beständig gegen viele Chemikalien, ideal für Praxis, Betrieb & Studio
- Schichtstärken: Stulpe ca. 0,06 mm | Handfläche ca. 0,08 mm | Fingerspitzen ca. 0,10 mm
- Länge: ≥ 240 mm
- Rechts/links tragbar, angeraute Fingerspitzen für besseren Grip
- PSA Kategorie III (gem. PSA-Verordnung (EU) 2016/425)
- Medizinprodukt Klasse 1 (gem. MP-Verordnung (EU) 2017/745)
- Lebensmittelgeeignet (gem. Verordnung (EG) 1935/2004)
- Geprüft nach EN 374, EN 420, EN 455
- AQL 1,5
- (je 30 x Mint & Rosa, getrennte Entnahmeöffnungen für gezielte Farbauswahl)

NEU



Zu den
brandaktuellen
Preisen



HÖCHSTER SCHUTZ + ELEGANTES DESIGN

Style 4 Elements Nitrilhandschuhe



4 FARBEN
IN EINER BOX!
2 ENTNAHME-
MÖGLICHKEITEN!

Spenderbox mit 96 Stück, Art.-Nr. 01171

- Allrounder für fast jede Branche, beständig gegen viele Chemikalien
- nicht steril
- angeraute Fingerspitzen
- AQL 1,5, EN 374, EN 420, EN 455
- Länge ≥ 240 mm
- Größen: XS, S, M, L, XL
- je 24 Handschuhe in den Farben: Anthrazit, Bordeaux, Dunkelblau, Ocean Green (Petrol)

KNALLIGE FARBEN FÜR DEN ARBEITSTAG

Style Tutti Frutti Nitrilhandschuhe



Spenderbox mit 96 Stück, Art.-Nr. 01175

- Allrounder für fast jede Branche, beständig gegen viele Chemikalien
- nicht steril
- angeraute Fingerspitzen
- AQL 1,5, EN 374, EN 420, EN 455
- Länge ≥ 240 mm
- Größen: XS, S, M, L, XL
- je 24 Handschuhe in den Farben: Gelb, Limette, Orange, Pink



Zu den
brandaktuellen
Preisen



WIR BRINGEN IHRE FARBE IN DIE PRAXIS!

Style Nitrilhandschuhe

15
FARBEN



Spenderbox mit 100 Stück

- Allrounder für fast jede Branche, beständig gegen viele Chemikalien
- nicht steril
- angeraute Fingerspitzen
- AQL 1,5, EN 374, EN 420, EN 455
- Länge ≥ 240 mm
- Größen: XS, S, M, L, XL

Art.-Nr.: 01181 (Black – Schwarz), 01189 (Lemon – Gelb), 01177 (Clean Ocean – Petrol), 01174 (Platinum – Grau), 01182 (Grenadine – Magenta), 01187 (Apple – Apfelgrün), 01183 (Blueberry – Dunkelblau), 01186 (Grape – Weinrot), 01178 (Hot Chili – Rot), 01184 (Berry – Lila), 01188 (Orange – Orange), 01185 (Strawberry – Rosa), 01176 (Cedro – Cedro (Grün), 01179 (Prune – Violett), 01172 (Graphite – Anthrazit)




Zu den
brandaktuellen
Preisen



Karton mit 3.000 Stück, Art.-Nr. 09034

Mundspülbecher

- PP-Mundspülbecher, mit abgerundetem Rand
- Inhalt: ca. 180 ml, ohne Eichstrich
- Abmessungen: Durchmesser oben ca. 70 mm, Durchmesser unten ca. 45 mm, Höhe ca. 85 mm
- Farben: Babyblau, Babyrosa, Cedro (Grün), Dunkelblau, Gelb, Grün opak, Grün transparent, Lila, Limette, Orange, Pink, Rot, Schwarz, Violett, Weinrot, Weiß



Packung mit 250 Blatt, Art.-Nr. 09040

Tray-Filterpapier, farbig

- hochoffenes und hochnassfestes Tray-Papier in vielen Farben
 - aus ökologischem Zellstoff
 - Blattgröße: ca. 18 cm x 28 cm
 - Farben: Blau, Gelb, Grün, Hellblau, Lila, Limette, Orange, Rosa, Weinrot, Weiß
- Farbe Weinrot nicht für Sterilisator geeignet.


STERILE OP-HANDSCHUHE VON BESTER QUALITÄT



Box mit 50 Paar, Art.-Nr. 01142

MED-COMFORT - sterile Latex-OP-Handschuhe

- puderfrei, steril (ETO-Sterilisation)
- handspezifisch geformt
- Oberfläche angeraut, polymerbeschichtet
- Kategorie III gem. PSA-Richtlinie 89/686/EWG, Klasse 2a gem. MP-Richtlinie 93/42/EWG, CE 0120, CE 0434, geprüft nach EN 374-1:2003, EN 374-2 (Level 2, AQL < 1.5), EN 420:2010, EN 455
- Länge: ≥ 280 mm
- Größen: 6.0, 6.5, 7.0, 7.5, 8.0, 8.5
- Farbe: Natur




Zu den
brandaktuellen
Preisen



Beutel mit 10 Stück, Art.-Nr. 09011

Absaugkanülen, farbig

- Absaugkanülen aus Kunststoff, nicht steril
- keine scharfe Ecken und Kanten
- ergonomisch durch Abwinkelung, rutschfeste Oberfläche, Riffelung im Griffbereich und geräuschreduzierende Form
- sterilisierbar
- Länge = 124 mm, Durchmesser am Anschlussbereich = 16 mm
- Farben: Blau, Gelb, Grün, Lila, Limette, Orange, Pink, Rot, Weinrot, Weiß



Beutel mit 100 Stück, Art.-Nr. 09010

Speichelsauger, farbig

- Speichelsauger, nicht steril, mit abnehmbarer Kappe
- hochreines, medizinisches PVC mit fest verschweißtem Kupfer- oder Zinkdraht
- seitliche Entlüftung der Kappe vermeidet Festsaugen der Schleimhaut
- Länge: ca. 130 mm
- Farben: Blau, Gelb, Grün, Hellblau, Lila, Limette, Orange, Pink, Rot, Transparent, Weinrot, Weiß (außer Weiß jeweils transparent)



Zu den
brandaktuellen
Preisen



RUNDAS: QUALITÄT, DIE ÜBERZEUGT!



Spenderbox mit 100 Stück, Art.-Nr. 20100

RUNDAS Latex - Latexhandschuhe

- puderfrei, nicht steril
- angeraute Oberfläche
- Innenseite chloriert
- Außenseite polymerbeschichtet
- AQL 1.5, CE, EN 420, EN 455
- Länge \geq 240 mm
- Größen: XS, S, M, L, XL
- Farbe: Natur



Spenderbox mit 100 Stück, Art.-Nr. 20500

RUNDAS Nitril - Nitrilhandschuhe

- puderfrei, nicht steril
- glatte Handfläche
- angeraute Fingerspitzen
- AQL 1.5, CE, EN 374, EN 420, EN 455
- Länge \geq 240 mm
- Größen: XS, S, M, L, XL
- Farbe: Weiß



Spenderbox mit 100 Stück, Art.-Nr. 20700

RUNDAS Nitril Mint - Nitrilhandschuhe

- puderfrei, nicht steril
- glatte Handfläche
- angeraute Fingerspitzen
- AQL 1.5, CE, EN 374, EN 420, EN 455
- Länge \geq 240 mm
- Größen: XS, S, M, L, XL
- Farbe: Mint



Spenderbox mit 50 Stück, Art.-Nr. 02070

RUNDAS Mundschutz - 3-lagig

- Typ IIR gem. EN 14683, CE, Filterleistung \geq 98 %
- glasfaserfrei, eingearbeiteter Nasenbügel
- Elastikbänder latexfrei, ummantelt
- Maße (ohne Bänder): ca. 175 mm x 95 mm
- Farben: Blau, Cedro (Grün), Grün, Lila, Rosa, Weiß



Kanister mit 10 l, Art.-Nr. 75899-N

SAFELINE Quick Des – Schnelldesinfektion, 10 l

- gebrauchsfertiges alkoholisches Schnelldesinfektionsmittel auf Ethanolbasis, zur materialschonenden Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen aller Art
- bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid, begrenzt viruzid PLUS (wirksam gegen behüllte Viren, z. B. BVDV, HBV, HCV, HIV, Vacciniavirus und zusätzlich wirksam gegen Adenovirus, Norovirus, Rotavirus)

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Nur zur professionellen Anwendung.



Beutel mit 90 Tüchern, Art.-Nr. 75955

SAFELINE Quick Des Wipes Maxi – Desinfektionstücher, Nachfüllbeutel

- gebrauchsfertige alkoholische Tücher, Maxi-Größe
- zur Desinfektion und Reinigung von Medizinprodukten und medizinischem Inventar sowie Flächen in patientennahen Bereichen, Wischdesinfektion
- umfassende, schnelle Wirksamkeit
- bakterizid, levurozid, tuberkulozid, mykobakterizid
- begrenzt viruzid PLUS (wirksam gegen behüllte Viren, z. B. BVDV, HBV, HCV, HIV, Vacciniavirus und zusätzlich wirksam gegen Adenovirus, Norovirus, Rotavirus)
- Beutel mit 90 Tüchern

Biozidprodukte vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen. Nur zur professionellen Anwendung.



Karton mit 8 Rollen (560 Tücher), Art.-Nr. 70150

D-Wipes Petsorb – Vliestücher

- Nachfüllrolle mit trockenen Vliestüchern
- geeignet für 3,4 l-Eimer (Art.-Nr. 75060)
- Tuchgröße: ca. 25 cm x 25 cm
- Grammat: ca. 50 g/m²
- Struktur: fein gelocht
- Rollen einzeln in Klarsichtfolie verpackt
- Karton mit 8 Rollen x 70 Abriss-Tücher je Rolle = 560 Tücher



Karton mit 20 x 160 Blatt = 3.200 Blatt, Art.-Nr. 09044

Papierhandtücher

- 2-lagige weiche, hochweiße Falthandtücher, gefaltet
- Zellstoffqualität, Falzart: V-Falz
- Größe: 25 cm x 23 cm
- Farbe: Weiß
- Karton mit 20 x 160 Blatt = 3.200 Blatt



Zu den
brandaktuellen
Preisen



Zu den
brandaktuellen
Preisen



BESTSELLER



**Sie haben noch Fragen?
Kontaktieren Sie uns gerne!**

RUNDAS GmbH

Amalienstraße 62
46537 Dinslaken

Tel. 02064 625 95 50
Fax 02064 625 95 80

info@rundas.de
www.rundas.de

