


Technisches Datenblatt




Artikel-Nr. **01035**
Artikel-Bezeichnung **MED-COMFORT**
Latex Fingerlinge, puderfrei, gerollt, unsteril, weiß

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	<input checked="" type="checkbox"/> Latex	<input type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> mix
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	
Oberfläche	<input type="checkbox"/> angeraut	<input type="checkbox"/> angeraute Fingerspitzen	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> innen chloriert	

GRÖßEN						
	XS (1)	S (2)	M (3)	L (4)	XL (5)	XXL (6)
Breite	-	24 mm ± 2 mm	27 mm ± 2 mm	30 mm ± 2 mm	34,5 mm ± 2,5 mm	-
Länge	-	70 mm ± 3 mm	70 mm ± 3 mm	70 mm ± 3 mm	70 mm ± 3 mm	-

SCHICHTSTÄRKE
0,06 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Richtlinie 93/42/EEC	<input type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input checked="" type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004					<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	nicht anwendbar						
EN 374-1:2016 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	Degradation		
	nicht anwendbar						
EN 374-4:2013 Degradation							
EN 374-5:2016 Virendichtigkeit	nicht anwendbar						
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	nicht anwendbar						
EN 455 med. Einweghandschuhe	nicht anwendbar						EN 455
EN 455-1:2000 Dichtigkeit	nicht anwendbar						AQL 1.5

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin 1,0 mg/ml	Cyclophosphamide 20 mg/ml	Darcarbazine	Etoposide 20 mg/ml	Melphalan	Methotrexate 25 mg/ml	Ifosamide
Level							

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01035**
Artikel-Bezeichnung **MED-COMFORT**
Latex Fingerlinge, puderfrei, gerollt, unsteril, weiß

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Beutel	
Stück pro Unterpackung	100	
EAN Unterpackung Gr. XS (1)	-	
EAN Unterpackung Gr. S (2)	-	
EAN Unterpackung Gr. M (3)	-	
EAN Unterpackung Gr. L (4)	-	
EAN Unterpackung Gr. XL (5)	-	
EAN Unterpackung Gr. XXL (6)	-	
PZN Unterpackung Gr. XS	-	
PZN Unterpackung Gr. S	-	
PZN Unterpackung Gr. M	-	
PZN Unterpackung Gr. L	-	
PZN Unterpackung Gr. XL	-	
PZN Unterpackung Gr. XXL	-	
Maße & Größe		
Länge	240 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	70 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	42 g	52 g
M	47 g	57 g
L	52 g	62 g
XL	57 g	67 g
XXL	-	-

MED-COMFORT®
Latex-Fingerlinge puderfrei
Latex finger cots powder free

100 Stück / Pieces

gerollt
nicht steril
rolled-up
non-sterile

Größe / Size

2 Art.-No. 01035-2
3 Art.-No. 01035-3
4 Art.-No. 01035-4
5 Art.-No. 01035-5

AMPri GmbH • Benzstrasse 16
21423 Winsen (Luhe) • Germany

LOT

Warnhinweis: Dieses Produkt enthält Naturkautschuklatex, das allergische Reaktionen einschließlich anaphylaktischer Reaktionen auslösen kann.
Caution: This product contains natural rubber latex which may cause allergic reactions, including anaphylactic responses.
Für minimale Risiken - For Low Risks only

LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	300	
EAN Umverpackung Gr. XS (1)	-	
EAN Umverpackung Gr. S (2)	4044941000770	
EAN Umverpackung Gr. M (3)	4044941000787	
EAN Umverpackung Gr. L (4)	4044941000794	
EAN Umverpackung Gr. XL (5)	4044941000800	
EAN Umverpackung Gr. XXL (6)	-	
Maße & Größe		
Länge	490 mm	
Breite	400 mm	
Höhe	285 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	15.600 g	16.100 g
M	17.100 g	17.600 g
L	18.600 g	19.100 g
XL	20.100 g	20.600 g
XXL	-	-

MED-COMFORT®
Latex-Fingerlinge puderfrei
Latex finger cots powder free

gerollt
nicht steril
rolled-up
non-sterile

30000
Stück / Pieces



MED-COMFORT®
Latex-Fingerlinge puderfrei
Latex finger cots powder free

30000
Stück / Pieces

gerollt
nicht steril
rolled-up
non-sterile

Größe / Size

2 Art.-No. 01035-2

3 Art.-No. 01035-3

4 Art.-No. 01035-4

5 Art.-No. 01035-5



LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	4	
Lagen pro Palette	5	
Palettenhöhe	158 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	322 kg	347 kg
M	352 kg	377 kg
L	382 kg	407 kg
XL	412 kg	437 kg
XXL	-	-

Rev.-Nr.: 3
Datum: 07.05.2019
Ersteller: Imke Tiralongo