

## MED COMFORT Latex-Operations-Handschuhe Steril / ungepudert Artikelnr.: 01144

Material:	Naturkautschuk-Latex polymerbeschichtet, mikrogeraut ETO-Sterilisation
Passform:	handspezifisch
Farbe:	natur weiß
Reißfestigkeit:	9 N (min.)
Materialstärke:	Stulpe ca. 0,17 mm Handfläche ca. 0,20 mm Fingerspitze ca. 0,23 mm
Verwendung:	Medizinprodukt Klasse IIa steril EN 420, EN 455, EN 374, AQL 1.5
Qualitätssicherung:	ISO 9001:2008, ISO 11137-2:2009 ISO 13485:2003 und EN ISO 13485:2012 nach Richtlinie 93/42/EWG und Änderungsrichtlinie 2007/47/EG
Verpackung:	paarweise verpackt, 50 Paar per Dispenser 200 Paar per Karton

Größen:	6.0	6.5	7.0	7.5	8.0	8.5	9.0
Breite mm	81 ±5	84 ±5	91 ±5	98 ±5	103 ±5	108 ±5	113 ±5
Länge mm	≥280	≥280	≥280	≥280	≥280	≥280	≥280