


## Technisches Datenblatt




Artikel-Nr. **01231**  
 Artikel-Bezeichnung **MED COMFORT ULTRA 480**  
**Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, unsteril, 480mm lang**

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	<input checked="" type="checkbox"/> Latex	<input type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> mix
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	
Oberfläche	<input checked="" type="checkbox"/> angeraut	<input type="checkbox"/> angeraute Fingerspitzen	<input type="checkbox"/> gehämmert	<input type="checkbox"/> innen chloriert	<input type="checkbox"/> außen polymerbeschichtet

GRÖßEN						
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Breite	-	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	-	-
Länge	-	ca. 480 mm	ca. 480 mm	ca. 480 mm	-	-

SCHICHTSTÄRKE		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,14 mm	0,19 mm	0,20 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Richtlinie 93/42/EEC	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004					<input type="checkbox"/> ja	<input checked="" type="checkbox"/> nein	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	nicht anwendbar						
EN 374-1:2016 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit	Degradation		
EN 374-4:2013 Degradation	nicht anwendbar						
EN 374-5:2016 Virendichtigkeit	nicht anwendbar						
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010						
EN 455 med. Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4						<b>EN 455</b>
EN 455-1:2000 Dichtigkeit	Der Handschuh weist bei der Wasserhalteprüfung zur Feststellung von Undichtigkeiten einen AQL <1,5 auf. (Stichprobenprüfung gem. ISO 2859-1, allg. Prüfniveau I)						<b>AQL 1.5</b>

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin 1,0 mg/ml	Cyclophosphamide 20 mg/ml	Darcarbazine	Etoposide 20 mg/ml	Melphalan	Methotrexate 25 mg/ml	Ifosamide
Level							

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01231**  
 Artikel-Bezeichnung **MED COMFORT ULTRA 480**  
**Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, unsteril, 480mm lang**

### LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterpackung	100	
EAN Unterpackung Gr. XS	-	
EAN Unterpackung Gr. S	4044941703213	
EAN Unterpackung Gr. M	4044941703237	
EAN Unterpackung Gr. L	4044941703251	
EAN Unterpackung Gr. XL	-	
EAN Unterpackung Gr. XXL	-	
PZN Unterpackung Gr. XS	-	
PZN Unterpackung Gr. S	15861512	
PZN Unterpackung Gr. M	15861506	
PZN Unterpackung Gr. L	15861475	
PZN Unterpackung Gr. XL	-	
PZN Unterpackung Gr. XXL	-	
Maße & Größe		
Länge	280 mm	
Breite	135 mm	
Höhe	75 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	720 g	780 g
M	800 g	860 g
L	880 g	940 g
XL	-	-
XXL	-	-



### LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	-	
EAN Umverpackung Gr. S	4044941703220	
EAN Umverpackung Gr. M	4044941703244	
EAN Umverpackung Gr. L	4044941703268	
EAN Umverpackung Gr. XL	-	
EAN Umverpackung Gr. XXL	-	
Maße & Größe		
Länge	510 mm	
Breite	265 mm	
Höhe	210 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	7.800 g	8.300 g
M	8.600 g	9.100 g
L	9.400 g	9.900 g
XL	-	-
XXL	-	-



### LOGISTISCHE DATEN PALETTE

Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	6	
Lagen pro Palette	6	
Palettenhöhe	141 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	-	-
S	299 kg	324 kg
M	328 kg	353 kg
L	356 kg	381 kg
XL	-	-
XXL	-	-

Rev.-Nr.: 3  
 Datum: 13. 06.2019  
 Ersteller: Imke Tiralongo