

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **02201**  
Artikel-Bezeichnung **MED-COMFORT**  
**Mundschutz, 3-lagig, mit Elastikband**

PRODUKTBESCHREIBUNG						
Material	<input checked="" type="checkbox"/> PP-Vlies	<input type="checkbox"/> Papier				
Farben	<input checked="" type="checkbox"/> Blau [B]	<input type="checkbox"/> Cedro [C]	<input checked="" type="checkbox"/> Grün [G]	<input checked="" type="checkbox"/> Lila [L]	<input checked="" type="checkbox"/> Lime [Lime]	<input checked="" type="checkbox"/> Mix [Mix] grün, blau, pink, gelb, orange
	<input checked="" type="checkbox"/> Orange [O]	<input checked="" type="checkbox"/> Pink [P]	<input checked="" type="checkbox"/> Weiß [W]	<input checked="" type="checkbox"/> Gelb [Y]	<input type="checkbox"/> blau gemustert [DB]	<input type="checkbox"/> weinrot gemustert [WR]
	Schwarz [SCH]					
Eigenschaften	<input checked="" type="checkbox"/> Typ IIR	<input checked="" type="checkbox"/> 3 Lagen	<input checked="" type="checkbox"/> latexfrei	<input type="checkbox"/> mit Ventil	<input type="checkbox"/> konisch geformt	<input checked="" type="checkbox"/> mit Ohrschlaufen
Bemerkung	Bakterielle Filterleistung ≥ 98%, Spritzwiderstand ≥ 16 kPa					

MAßE	
Länge	175 mm
Breite	95 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Verordnung (EU) 2016/425	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input type="checkbox"/> Kategorie III	<input checked="" type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Richtlinie 93/42/EEC	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt

NORMUNG							
geprüft nach	<input checked="" type="checkbox"/> EN 14683:2019	<input type="checkbox"/> EN 149:2001					

**MED-COMFORT®**  
Einmal-Mundschutz  
mit latexfreiem Elastikband  
*Disposable face mask  
with latex-free elastic band*

**10 x 50** Stück / Pieces



blau / blue



Art.-No. **02201-B**

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **02201**  
 Artikel-Bezeichnung **MED-COMFORT**  
**Mundschutz, 3-lagig, mit Elastikband**

### LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterpackung	50	
EAN Unterpackung B	4044941030753	
EAN Unterpackung C	4044941706948	
EAN Unterpackung G	4044941030760	
EAN Unterpackung L	4044941031019	
EAN Unterpackung Lime	4044941029986	
EAN Unterpackung Mix	4044941030982	
EAN Unterpackung O	4044941030777	
EAN Unterpackung P	4044941030784	
EAN Unterpackung W	4044941030746	
EAN Unterpackung Y	4044941030791	
EAN Unterpackung DB		
EAN Unterpackung WR		
EAN Unterpackung SCH		
Maße & Größe		
Länge	180 mm	
Breite	100 mm	
Höhe	90 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
uni	150 g	185 g

### LOGISTISCHE DATEN PALETTE

Allgemeines	
Palettenart	Europalette
Maße & Größe	
Kartons pro Lage	8
Lagen pro Palette	8
Palettenhöhe	175 cm
Gewichte	
Größe	Nettogewicht
uni	150 kg
Bruttogewicht	
uni	175 kg

### LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG

Allgemeines	
Material	Karton
Unterverp. pro Umverpackung	10
EAN Umverpackung B	4044941030814
EAN Umverpackung C	4044941706955
EAN Umverpackung G	4044941030821
EAN Umverpackung L	4044941031026
EAN Umverpackung Lime	4044941029993
EAN Umverpackung Mix	4044941030999
EAN Umverpackung O	4044941030838
EAN Umverpackung P	4044941030845
EAN Umverpackung W	4044941030807
EAN Umverpackung Y	4044941030852
EAN Umverpackung DB	
EAN Umverpackung WR	
EAN Umverpackung SCH	
Maße & Größe	
Länge	520 mm
Breite	190 mm
Höhe	200 mm
Gewichte	
Größe	Nettogewicht
uni	1.850 g
Bruttogewicht	
uni	2.350 g