

## Einweg- Speichelsauger unsteril



Material:	schadstoffreies PVC mit zinkbeschichtetem Innendraht, abnehmbares Filterteil aus LDPE latexfrei
Länge:	Art. 09010 130 mm Art. 09013 150 mm Außendurchmesser 6,5 . 6,6 mm  Filterteil 14 mm Außendurchmesser 9 mm
Farben:	transparent, weiss, blau, grün, lila, gelb, pink, orange, hellblau, limette, rot, weinrot, rosa
Qualitätskontrolle:	Kontrollen während der Produktion Rückverfolgbarkeit durch Lot-Nummern Medizinprodukt Klasse IIa
Verpackung:	Beutel à 100 Stück 10 Beutel im Umkarton