

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **39-030**  
Artikel-Bezeichnung **Rundas**  
**Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, unsteril**

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	<input checked="" type="checkbox"/> Latex	<input type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> braun
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	<input checked="" type="checkbox"/> innen chloriert
Oberfläche	<input checked="" type="checkbox"/> angeraut	<input type="checkbox"/> angeraute Fingerspitzen	<input checked="" type="checkbox"/> polymerbeschichtet	<input type="checkbox"/> gehämmert	

GRÖßEN						
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Breite	70 mm ± 5 mm	80 mm ± 5 mm	95 mm ± 5 mm	110 mm ± 5 mm	115 mm ± 5 mm	-
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-

SCHICHTSTÄRKE		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,08 mm	0,08 mm	0,08 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Richtlinie 89/686/EEC	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Richtlinie 93/42/EEC	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizinprodukt
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004					<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	


NORMUNG						
EN 388:2003 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz
Level	0	0	0	0		
EN 374-1:2003 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit		
	Acetone		0			
	Sulphuric Acid 96%		1			
	Sodium Hydroxide 40%		6			
EN 374-2 Penetration	Leistungsstufe	AQL	Prüfniveau			
	Level 2	< 1,5	G1			Level 2, AQL <1.5
EN 374-5:2016 Virendichtigkeit	Der Handschuh ist dicht gegenüber Bakterien und Pilzen					
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010					
EN 455 medizinische Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4					<b>EN 455</b>

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin 1,0 mg/ml	Cyclophosphamide 20 mg/ml	Darcarbazine	Etoposide 20 mg/ml	Melphalan	Methotrexate 25 mg/ml	Ifosamide
Level							

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **39-030**  
 Artikel-Bezeichnung **Rundas**  
**Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, unsteril**

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Stück pro Unterpackung	100	
EAN Unterpackung Gr. XS	4251165200002	
EAN Unterpackung Gr. S	4251165200026	
EAN Unterpackung Gr. M	4251165200040	
EAN Unterpackung Gr. L	4251165200064	
EAN Unterpackung Gr. XL	4251165200088	
EAN Unterpackung Gr. XXL	-	
PZN Unterpackung Gr. XS	-	
PZN Unterpackung Gr. S	-	
PZN Unterpackung Gr. M	-	
PZN Unterpackung Gr. L	-	
PZN Unterpackung Gr. XL	-	
PZN Unterpackung Gr. XXL	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	240 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	75 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	480 g	540 g
S	530 g	590 g
M	580 g	640 g
L	630 g	690 g
XL	680 g	740 g
XXL	-	-



LOGISTISCHE DATEN UMPERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	4251165200019	
EAN Umverpackung Gr. S	4251165200033	
EAN Umverpackung Gr. M	4251165200057	
EAN Umverpackung Gr. L	4251165200071	
EAN Umverpackung Gr. XL	4251165200095	
EAN Umverpackung Gr. XXL	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	383 mm	
Breite	243 mm	
Höhe	245 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	5.400 g	5.900 g
S	5.900 g	6.400 g
M	6.400 g	6.900 g
L	6.900 g	7.400 g
XL	7.400 g	7.900 g
XXL	-	-



LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	9	
Lagen pro Palette	7	
Palettenhöhe	195 cm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	372 kg	397 kg
S	403 kg	428 kg
M	435 kg	460 kg
L	466 kg	491 kg
XL	498 kg	523 kg
XXL	-	-

Rev.-Nr.: 0  
 Datum: 08.05.2018  
 Ersteller: Imke Tiralongo