


Technisches Datenblatt




Artikel-Nr. **120-018**
Artikel-Bezeichnung **Rundas**
Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, unsteril

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	<input type="checkbox"/> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> braun
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	<input checked="" type="checkbox"/> innen chloriert
Oberfläche	<input checked="" type="checkbox"/> angeraut	<input type="checkbox"/> angeraute Fingerspitzen	<input checked="" type="checkbox"/> polymerbeschichtet	<input type="checkbox"/> gehämmert	

GRÖßEN						
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Breite	70 mm ± 5 mm	80 mm ± 5 mm	95 mm ± 5 mm	110 mm ± 5 mm	115 mm ± 5 mm	-
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-

SCHICHTSTÄRKE		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,06 mm	0,08 mm	0,09 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Richtlinie 89/686/EEC	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Richtlinie 93/42/EEC	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizinprodukt
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004					<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	0	0	0	0	0		EN 388 00000
EN 374-1:2016 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit			EN 374  Typ B / KPT ISO 3745:2016
	Sodium Hydroxide 40%	K	6	> 480 min			
	Hydrogen Peroxide 30%	P	2	> 30 min			
	Formaldehyde 37%	T	5	> 240 min			
EN 374-5:2016 Virendichtigkeit	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen Bakterien und Pilzen). Nicht gegen Viren geprüft						
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010						
EN 455 medizinische Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4						EN 455

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin	Cyclophosphamide	Dacarbazine	Etoposide	Melphalan	Methotrexate	Ifosamide
Level	1,0 mg/ml	20 mg/ml		20 mg/ml		25 mg/ml	

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **120-018**
 Artikel-Bezeichnung **Rundas**
Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, unsteril

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterpackung	100	
EAN Unterpackung Gr. XS	4251165200200	
EAN Unterpackung Gr. S	4251165200224	
EAN Unterpackung Gr. M	4251165200248	
EAN Unterpackung Gr. L	4251165200262	
EAN Unterpackung Gr. XL	4251165200286	
EAN Unterpackung Gr. XXL	-	
PZN Unterpackung Gr. XS	-	
PZN Unterpackung Gr. S	-	
PZN Unterpackung Gr. M	-	
PZN Unterpackung Gr. L	-	
PZN Unterpackung Gr. XL	-	
PZN Unterpackung Gr. XXL	-	
Maße & Größe		
Länge	235 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	50 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	240 g	300 g
S	270 g	330 g
M	300 g	360 g
L	330 g	390 g
XL	360 g	420 g
XXL	-	-



LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	4251165200217	
EAN Umverpackung Gr. S	4251165200231	
EAN Umverpackung Gr. M	4251165200255	
EAN Umverpackung Gr. L	4251165200279	
EAN Umverpackung Gr. XL	4251165200279	
EAN Umverpackung Gr. XXL	-	
Maße & Größe		
Länge	365 mm	
Breite	250 mm	
Höhe	245 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	3.000 g	3.500 g
S	3.300 g	3.800 g
M	3.600 g	4.100 g
L	3.900 g	4.400 g
XL	4.200 g	4.700 g
XXL	-	-



LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	12	
Lagen pro Palette	7	
Palettenhöhe	191 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	294 kg	319 kg
S	319 kg	344 kg
M	344 kg	369 kg
L	370 kg	395 kg
XL	395 kg	420 kg
XXL	-	-

Rev.-Nr.: 1
 Datum: 08.05.2018
 Ersteller: Imke Tiralongo