


## Technisches Datenblatt




Artikel-Nr. **122-004**  
 Artikel-Bezeichnung **Rundas**  
**Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, mint, unsteril**

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	<input type="checkbox"/> Latex	<input checked="" type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input checked="" type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> rosa
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	<input checked="" type="checkbox"/> innen chloriert
Oberfläche	<input checked="" type="checkbox"/> angeraut	<input type="checkbox"/> angeraute Fingerspitzen	<input checked="" type="checkbox"/> polymerbeschichtet	<input type="checkbox"/> gehämmert	

GRÖßEN						
	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)	XXL (10-11)
Breite	70 mm ± 10 mm	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	115 mm ± 10 mm	-
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	-

SCHICHTSTÄRKE		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,06 mm	0,08 mm	0,10 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Richtlinie 89/686/EEC	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Richtlinie 93/42/EEC	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004					<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	 EN 388 00000
EN 374-1:2016 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit			EN 374  Typ B / KPT EN 374-5:2016
	Sodium Hydroxide 40%	K	6	> 480 min			
	Hydrogen Peroxide 30%	P	2	> 30 min			
	Formaldehyde 37%	T	5	> 240 min			
EN 374-5:2016 Mikororganismen	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen Bakterien und Pilzen). Nicht gegen Viren geprüft						
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010						
EN 455 medizinische Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4						<b>EN 455</b>

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin	Cyclophosphamide	Darcarbazine	Etoposide	Melphalan	Methotrexate	Ifosamide
Level	1,0 mg/ml	20 mg/ml		20 mg/ml		25 mg/ml	

## Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **122-004**  
 Artikel-Bezeichnung **Rundas**  
**Nitril-Untersuchungshandschuh, puderfrei, mint, unsteril**

LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Stück pro Unterpackung	100	
EAN Unterpackung Gr. XS	4251165200200	
EAN Unterpackung Gr. S	4251165200224	
EAN Unterpackung Gr. M	4251165200248	
EAN Unterpackung Gr. L	4251165200262	
EAN Unterpackung Gr. XL	4251165200286	
EAN Unterpackung Gr. XXL	-	
PZN Unterpackung Gr. XS	-	
PZN Unterpackung Gr. S	-	
PZN Unterpackung Gr. M	-	
PZN Unterpackung Gr. L	-	
PZN Unterpackung Gr. XL	-	
PZN Unterpackung Gr. XXL	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	235 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	50 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	340 g	400 g
S	360 g	420 g
M	380 g	440 g
L	410 g	470 g
XL	450 g	510 g
XXL	-	-



LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG		
<b>Allgemeines</b>		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	4251165200217	
EAN Umverpackung Gr. S	4251165200231	
EAN Umverpackung Gr. M	4251165200255	
EAN Umverpackung Gr. L	4251165200279	
EAN Umverpackung Gr. XL	4251165200279	
EAN Umverpackung Gr. XXL	-	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Länge	265 mm	
Breite	250 mm	
Höhe	245 mm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	4.000 g	4.500 g
S	4.200 g	4.700 g
M	4.400 g	4.900 g
L	4.700 g	5.200 g
XL	5.100 g	5.600 g
XXL	-	-



LOGISTISCHE DATEN PALETTE		
<b>Allgemeines</b>		
Palettenart	Europalette	
<b>Maße &amp; Größe</b>		
Kartons pro Lage	9	
Lagen pro Palette	7	
Palettenhöhe	187 cm	
<b>Gewichte</b>		
<b>Größe</b>	<b>Nettogewicht</b>	<b>Bruttogewicht</b>
XS	284 kg	309 kg
S	296 kg	321 kg
M	309 kg	334 kg
L	328 kg	353 kg
XL	353 kg	378 kg
XXL	-	-

Rev.-Nr.: 1  
 Datum: 08.05.2018  
 Ersteller: Imke Tiralongo