


Technisches Datenblatt





Artikel-Nr. **01025**
 Artikel-Bezeichnung **PURE SILK**
Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, unsteril

PRODUKTBESCHREIBUNG					
Material	<input checked="" type="checkbox"/> Latex	<input type="checkbox"/> Nitril	<input type="checkbox"/> Vinyl	<input type="checkbox"/> Polyethylen (PE)	<input type="checkbox"/> Baumwolle
Farbe	<input checked="" type="checkbox"/> weiß	<input type="checkbox"/> blau	<input type="checkbox"/> mint	<input type="checkbox"/> schwarz	<input type="checkbox"/> apfelgrün
Eigenschaft	<input type="checkbox"/> gepudert	<input checked="" type="checkbox"/> puderfrei	<input checked="" type="checkbox"/> nicht steril	<input checked="" type="checkbox"/> Passform beidhändig	<input checked="" type="checkbox"/> innen chloriert
Oberfläche	<input checked="" type="checkbox"/> angeraut	<input type="checkbox"/> angeraute Fingerspitzen	<input checked="" type="checkbox"/> polymerbeschichtet	<input type="checkbox"/>	

GRÖßEN	XS (5-6)	S (6-7)	M (7-8)	L (8-9)	XL (9-10)
Breite	70 mm ± 10 mm	80 mm ± 10 mm	95 mm ± 10 mm	110 mm ± 10 mm	115 mm ± 10 mm
Länge	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm	≥ 240 mm

SCHICHTSTÄRKE		
Stulpe	Handfläche	Fingerspitzen
0,09 mm	0,11 mm	0,12 mm

REGULATORISCHE ANFORDERUNGEN							
PSA-Richtlinie 89/686/EEC	<input type="checkbox"/> Kategorie I	<input type="checkbox"/> Kategorie II	<input checked="" type="checkbox"/> Kategorie III	<input type="checkbox"/> kein PSA-Artikel			
MP-Richtlinie 93/42/EEC	<input checked="" type="checkbox"/> Klasse 1	<input type="checkbox"/> Klasse 2a	<input type="checkbox"/> Klasse 2b	<input type="checkbox"/> Klasse 3	<input type="checkbox"/> steril	<input type="checkbox"/> mit Messfunktion	<input type="checkbox"/> kein Medizin-Produkt
Das Produkt erfüllt die Anforderungen an Schutzhandschuhe, die für den Kontakt mit Lebensmitteln bestimmt sind: Verordnung (EG) 1935/2004					<input checked="" type="checkbox"/> ja	<input type="checkbox"/> nein	

NORMUNG							
EN 388:2016 mechan. Risiken	Abriebfestigkeit	Schnittfestigkeit Coupe-Test	Weitereißkraft	Durchstichkraft	Schnittfestigkeit TDM-Test	Stoßschutz	
Level	0	0	0	0	0	0	000000
EN 374-1:2003 Chem. Risiken	Chemikalie	Kennbuchstabe	Level	Permeationszeit			
	Aceton 100%	B	0	< 10 min			
	Schwefelsäure 96%	L	1	> 10 min			
	Natriumhydroxid	K	6	> 480 min			
EN 374-2 Penetration	Leistungsstufe	AQL	Prüfniveau				
	Level 2	< 1,5	G1				Level 2, AQL<1.5
EN 374-5:2016 Virendichtigkeit	Der Handschuh ist dicht gegenüber Mikroorganismen (Viren, Bakterien und Pilzen). Prüfung gem. ISO 16604 - Verfahren B, ASTM 1671-13						
EN 420:2010 Schutzhandschuhe	Der Handschuh erfüllt die allgemeinen Anforderungen gem. EN 420:2010						
EN 455 medizinische Einweghandschuhe	Der Handschuh erfüllt die Anforderungen gem. EN 455-1, EN 455-2, EN 455-3, EN 455-4						EN 455

ZUSÄTZLICH GEPRÜFTE CHEMIKALIEN (Kontaktieren Sie uns, wenn Sie weitere Durchbruchzeiten benötigen)							
Zytostatika	Cisplatin 1,0 mg/ml	Cyclophosphamide 20 mg/ml	Darcarbazine	Etoposide 20 mg/ml	Melphalan	Methotrexate 25 mg/ml	Ifosamide
Level							

Technisches Datenblatt

Artikel-Nr. **01025**
 Artikel-Bezeichnung **PURE SILK**
Latex-Untersuchungshandschuh, puderfrei, weiß, unsteril


LOGISTISCHE DATEN UNTERVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Stück pro Unterpackung	100	
EAN Unterpackung Gr. XS	4044941001401	
EAN Unterpackung Gr. S	4044941001067	
EAN Unterpackung Gr. M	4044941001326	
EAN Unterpackung Gr. L	4044941001333	
EAN Unterpackung Gr. XL	4044941001340	
PZN Unterpackung Gr. XS		
PZN Unterpackung Gr. S		
PZN Unterpackung Gr. M		
PZN Unterpackung Gr. L		
PZN Unterpackung Gr. XL		
Maße & Größe		
Länge	240 mm	
Breite	120 mm	
Höhe	75 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	480 g	540 g
S	530 g	590 g
M	570 g	630 g
L	630 g	690 g
XL	680 g	740 g



LOGISTISCHE DATEN UMVERPACKUNG

Allgemeines		
Material	Karton	
Unterverp. pro Umverpackung	10	
EAN Umverpackung Gr. XS	4044941001463	
EAN Umverpackung Gr. S	4044941001067	
EAN Umverpackung Gr. M	4044941001722	
EAN Umverpackung Gr. L	4044941001869	
EAN Umverpackung Gr. XL	4044941013558	
Maße & Größe		
Länge	383 mm	
Breite	243 mm	
Höhe	245 mm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	5.400 g	5.900 g
S	5.900 g	6.400 g
M	6.300 g	6.800 g
L	6.900 g	7.400 g
XL	7.400 g	7.900 g



LOGISTISCHE DATEN PALETTE

Allgemeines		
Palettenart	Europalette	
Maße & Größe		
Kartons pro Lage	9	
Lagen pro Palette	7	
Palettenhöhe	187 cm	
Gewichte		
Größe	Nettogewicht	Bruttogewicht
XS	372 kg	397 kg
S	403 kg	428 kg
M	428 kg	453 kg
L	466 kg	491 kg
XL	498 kg	523 kg

Rev.-Nr.: 1
 Datum: 19.06.2017
 Ersteller: Imke Tiralongo