


Gebrauchsanleitung Patientenumhang - Art.-Nr.: 50770

- 1 Lage Tissue und 1 Lage PE-Folie
- saugfähig und schützend
- Größe: 50 cm x 60 cm
- Farben: Gelb, Grün, Hellblau, Lila, Limette, Orange, Pink, Weinrot, Weiß
- Rolle mit 80 Stück




1




Trennen Sie einen Umhang an der Perforationslinie von der Rolle ab.

2




Entfernen Sie auf der rechten Seite vollständig die perforierte Lasche.

3



Trennen Sie auf der linken Seite an der perforierten Linie die Lasche auf.

4



Nun falten Sie den Patientenumhang auseinander und legen diesen dem Patienten um den Hals. Die beiden Laschen im Nacken zusammenknoten.