






Prothetik Katalog

2020-2021

Let's make implant works



Unsere Produkte haben sich nicht nur als prothetische Lösungen von Qualität etabliert, sondern sind auch als neueste innovative Entwicklung auf dem Gebiet der Implantologie anerkannt.

Novamind ist in den letzten Jahrzehnten zu einem Synonym für Innovationen in Sachen implantatgetragener Zahnprothesen geworden.

Wir waren unserem anfänglichen Versprechen, der dentalen Welt Qualitätsprodukte zu einem angemessenen, fairen Preis anzubieten, stets treu, und ermöglichen so allen Zugang zu einer Zahnbehandlung mit Implantaten von Qualität.

Novamind war eine der ersten Herstellerfirmen, die der globalen Tendenz zur verschraubten Restaurationen folgten. Aus diesem Grund haben wir uns dazu entschlossen, alle Lösungen für verschraubte Restauration anzubieten:

- **Angussfähiger Kunststoff**
- **Co-Cr cast-on**
- **Ti-Basen**
- **individuelle Restaurationen (STL-file)**
- **Multi-unit Abutments für alle Implantatsysteme**
Multi-unit Abutments haben wir es geschafft, eine einzigartige Universal Restauraionsplattform für alle Implantatsysteme zu bieten.

Digitalisierung Die digitale Ära für die Implantologie ist bereits angebrochen.

Novamind war in der Lage sofort auf die high-tech Anforderungen unserer Zeit zu reagieren, und einen kompletten Arbeitsablauf mit allen nötigen Komponenten für eine hochpräzise digitale Restauration zu präsentieren (photo digital work-flow). Scanpfosten, digitale Implantatanaloga, Ti-Basen verschiedener Typen, sowie eine kostenfrei herunterladbare Mediathek, machen dem Kliniker das Leben leichter und zeiteffizienter.

Die Digitalisierung in der Implantologie trägt maßgeblich zur Verbesserung der Qualität der Implantatbehandlung bei, indem sie folgendes bietet:

- **Spannungsfreie Restaurationen**
- **Stärkere Strukturen**
- **Vorhersagbarkeit**
- **Reproduzierbarkeit**
- **Schnellere Behandlung**

Zahnfleischfreundliche Komponenten

Alle Novamind – Abutments folgen einem modernen konkaven Design im Bereich des Emergenzprofils, insbesondere bei konischen Verbindungssystemen, wobei alle biologischen Aspekte bedacht werden, um die bestmögliche Adaption an das weiche Weichgewebe zu fördern.

Codierung : Ein paar Worte zur Codierungsweise in diesem Katalog, um Ihnen das Lesen und Bestellen zu erleichtern.

Die Code-Nummer besteht aus verschiedenen Teilen, die jeweils durch einen Punkt getrennt sind.
Beispiel: Die Codenummer 05.330.17.270 für ein Abutment ist wie folgt zu verstehen.

05. 330. 17. 270.

Die beiden ersten Ziffern, (05), beziehen sich auf die Implantatserie im Katalog (hier: rot)	Die folgenden 3 Ziffern (330) geben den Durchmesser der Implantat-Plattform an (hier: 3,30mm)	Die nächsten 2 Ziffern (17) geben die Abwinkelung, in Grad gemessen, an (hier: 17 Grad)	Die letzten 3 Ziffern (270) beschreiben die Gingivahöhe des Transgingivalstückes (hier 2,7mm)
--	---	--	--

Die Multi- Unit Abutments folgen dem oben genannten Schema, jedoch stehen vor der Codenummer die Initialien MU : **MU.05.330.17.250**

Für die jeweiligen Komponentengruppen gebrauchen wir eine standardisierte Nummerierung. :

Gingivaformen :

Die ersten zwei Ziffernfolgen sind die gleichen, wie oben (05.330.), die dritte Ziffernfolge gibt die Länge des Gingivaformes an. Ein Code mit der Nummer 05.330.403 steht also für die Serie 05. Durchmesser 3,3 mm und eine Schraubenlänge 3 mm.

Laboranaloga:

Die ersten Ziffernfolgen beziehen sich jeweils auf die Serie und den Durchmesser, die dritte beginnt immer mit 200 (Analog).

Zum Beispiel:

05.330.200
Serie 05. Durchmesser 330. Analog

Abdruckpfosten:

Zum Beispiel: 05.330.500
Serie 05. Durchmesser 330. open tray (offen)
Zum Beispiel: 05.330.550
Serie 05. Durchmesser 330. closed tray geschlossen

Gießbarer Kunststoff:

erhältlich in zwei Ausführungen, mit / ohne Antirotation. Bei der Ausführung mit Antirotation (rotationsgesichert) endet der Code mit den Ziffern 300 also 05.330.300. Bei der Ausführung ohne Antirotation (nicht rotationsgesichert) endet der Code mit den Ziffern 301 also 05.330.301.

Cobalt Chrom Cast-on:

mit Antirotation (rotationsgesichert) Endziffern 710 also 05.330.710
ohne Antirotation (nicht rotationsgesichert) Endziffern 711 also 05.330.711

Ti-Basen:

in zwei Ausführungen mit Antirotation Endziffern 600 also 05.330.600 ohne Antirotation Endziffern 601 also 05.330.601. Beide Codenummern werden durch eine letzte Ziffernfolge ergänzt, die sich auf die Gingivahöhe bezieht. Beispiel 05.330.600.05 Die Gingivahöhe beträgt hier 0,5 mm.

Over-lock, over-denture Abutments (Deckprothesen -Abutments) :

Der dritte Teil des Codes lautet hier 801, 802, 803, 804, wobei sich die letzte Ziffer auf die Höhe des Abutments bezieht. Beispiel 05.330.801 Die Abutmenthöhe beträgt hier 1mm.

So, lassen Sie uns mit dem


Gelb


Orange.2


Grün.3


Blau.4


Rot.5


lila.6

KOMPATIBEL MIT:

XIVE FRIALIT DENTSPLY® Implantate	8
STRAUMANN SOFT TISSUE LEVEL RN SYSTEM® Implantate	15
BIOMET 3i CERTAIN® Implantate	21
NOBEL REPLACE SELECT® Implantate	27
STRAUMANN BONE LEVEL® Implantate	33
MIS SEVEN® Implantate	39


Braun.8


Hellblau.10


Olivgrün.11


Schwarz.12


Petrol.33

COMPATIBLE WITH :


NOBEL ACTIVE® Implantate	45
Bredent Blue Sky® Implantate	50
Implantium-Dentium® Implantate	56
Megagen anyridge series® Implantate	62
Brannemark/3i External Hex Standard platform	68

Implantieren beginnen.

Alle erwähnten Markennamen im vorliegenden Katalog sind Warenzeichen/Schutzmarken und somit Eigentum der jeweiligen Firmen.



01.100



01.

Gelb.1

Prothesen-Komponenten passend für
XIVE FRIALIT DENTSPLY- Implantate



Prothesen-Komponenten passend für
XIVE FRIALIT DENTSPLY- Implantate

Prothesen-Komponenten passend für
XIVE FRIALIT DENTSPLY- Implantate

Einheilschrauben


Ref:-Nummer Durchmesser Ø Höhe (mm)



01.340.403		3.4	3
01.340.405		3.4	5
01.380.403		3.8	3
01.380.405		3.8	5
01.450.403		4.5	3
01.450.405		4.5	5
01.550.403		5.5	3
01.550.405		5.5	5

Laboranaloge

Ref:-Nummer Durchmesser Ø



01.340.200		3.4
01.380.200		3.8
01.450.200		4.5
01.550.200		5.5

* Novamind Laboranalog können entweder für Plaster* Modell oder für 3D-Druck Modell angewendet werden. (Digital-Analog)

Abformpfosten

Ref:-Nummer Durchmesser Ø Abdruck Methode



01.340.500		3.4	offene Löffeltechnik
01.340.550		3.4	geschlossene Löffeltechnik
01.380.500		3.8	offene Löffeltechnik
01.380.550		3.8	geschlossene Löffeltechnik
01.450.500		4.5	offene Löffeltechnik
01.450.550		4.5	geschlossene Löffeltechnik
01.550.500		5.5	offene Löffeltechnik
01.550.550		5.5	Closed Tray

● Ref. Nummer Schraube: offene Löffeltechnik: 01.500.100
geschlossene Löffeltechnik: 01.100

Scanbodies

Ref:-Nummer Durchmesser Ø



01.340.SA		3.4
01.380.SA		3.8
01.450.SA		4.5
01.550.SA		5.5

● Ref. Nummer Schraube: 01.100

* Novamind Scan Bodies sind nur in Kombination mit der bei Novamind frei herunterladbaren Literatur , entweder auf Ti-Basen oder direkt auf der Implantat- Plattform verwendbar. Scan Bodies sind aus PEEK und können leicht mit intraoralen, sowie Desktop Scannern gescannt werden.

Ti-Basen

Ref:-Nummer Durchmesser Ø Gingiva-Höhe (mm)



* Um einen besseren ästhetischen Effekt zu erzielen, sind die Novamind Ti-Basen in einem warmen Goldton gefärbt. Sie sind in 2 Ausführungen erhältlich, rotationsgesichert (Antiration) und nicht rotationsgesichert (ohneAntiration), je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke).

Ⓜ Jeweils rotationsgesichert

Ⓜ Nicht- rotationsgesichert

Ⓜ 01.340.600.05		3.4	0.5
Ⓜ 01.340.600.15		3.4	1.5
Ⓜ 01.340.601.05		3.4	0.5
Ⓜ 01.340.601.15		3.4	1.5
Ⓜ 01.380.600.05		3.8	0.5
Ⓜ 01.380.600.15		3.8	1.5
Ⓜ 01.380.601.05		3.8	0.5
Ⓜ 01.380.601.15		3.8	1.5
Ⓜ 01.450.600.05		4.5	0.5
Ⓜ 01.450.600.15		4.5	1.5
Ⓜ 01.450.601.05		4.5	0.5
Ⓜ 01.450.601.15		4.5	1.5
Ⓜ 01.550.600.05		5.5	0.5
Ⓜ 01.550.600.15		5.5	1.5
Ⓜ 01.550.601.05		5.5	0.5
Ⓜ 01.550.601.15		5.5	1.5

● Ref. Nummer Schraube: 01.100

Titan- Abutments für zementierte Restauration

Ref:-Nummer Durchmesser Ø Abwinklung in Grad(°) Gingiva-Höhe (mm)



01.340.00.120		3.4	0 °	1.2
01.340.00.270		3.4	0 °	2.7
01.340.00.370		3.4	0 °	3.7
01.340.17.120		3.4	17 °	1.2
01.340.17.270		3.4	17 °	2.7
01.340.17.370		3.4	17 °	3.7
01.380.00.120		3.8	0 °	1.2
01.380.00.270		3.8	0 °	2.7
01.380.00.370		3.8	0 °	3.7
01.380.17.120		3.8	17 °	1.2
01.380.17.270		3.8	17 °	2.7
01.380.17.370		3.8	17 °	3.7
01.450.00.120		4.5	0 °	1.2
01.450.00.270		4.5	0 °	2.7
01.450.00.370		4.5	0 °	3.7
01.450.17.120		4.5	17 °	1.2
01.450.17.270		4.5	17 °	2.7
01.450.17.370		4.5	17 °	3.7
01.550.00.120		5.5	0 °	1.2
01.550.00.270		5.5	0 °	2.7
01.550.00.370		5.5	0 °	3.7
01.550.17.120		5.5	17 °	1.2
01.550.17.270		5.5	17 °	2.7
01.550.17.370		5.5	17 °	3.7

● Ref. Nummer Schraube: 01.100

Prothesen-Komponenten passend für **XIVE FRIALIT DENTSPLY- Implantate**

Prothesen-Komponenten passend für
XIVE FRIALIT DENTSPLY- Implantate

Angussfähige Abutments

Ref:-Nummer Durchmesser 



✳ Es stehen 2 Typen von angussfähigen Abutments zur Verfügung. Typ 1 ist komplett aus Plastik, und Typ 2 ist eine vorgefertigte Co-Cr Implantat Verbindung zum Angießen.

 Jeweils rotationsgesichert

 Nicht- rotationsgesichert

	01.340.300		3,4
	01.340.301		3,4
	01.340.710		3,4
	01.340.711		3,4
	01.380.300		3,8
	01.380.301		3,8
	01.380.710		3,8
	01.380.711		3,8
	01.450.300		4,5
	01.450.301		4,5
	01.450.710		4,5
	01.450.711		4,5
	01.550.300		5,5
	01.550.301		5,5
	01.550.710		5,5
	01.550.711		5,5

Ref. Nummer Schraube: 01.100 / 01.100PL

Deckprothesen over-lock Abutments

Ref:-Nummer Durchmesser $\varnothing$ Höhe (mm)



*** Overlocks passend für Deckprothesen
in 5 verschiedenen Höhen.**

01.340.801		3.4	1
01.340.802		3.4	2
01.340.803		3.4	3
01.340.804		3.4	4
01.340.805		3.4	5
01.380.801		3.8	1
01.380.802		3.8	2
01.380.803		3.8	3
01.380.804		3.8	4
01.380.805		3.8	5
01.450.801		4.5	1
01.450.802		4.5	2
01.450.803		4.5	3
01.450.804		4.5	4

Overlock Standard Retention Kit.

Bezeichnung	Ref:-Nummer
-------------	-------------



*** Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei der totale totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.**

Metallgehäuse	MH800
Verarbeitungs Einsatz	PL.800.BLACK
Blaues Plastik schwache Retention 0,68 kg	PL.800.BLUE
Graues Plastik mittlere Retention (grau) 1,36kg	PL.800.GREY
Durchsichtiges Plastik starke Retention (durchsichtig) 2,26kg	PL.800.CLEAR

Overlock verlängertes Retention Kit

Bezeichnung	Ref:-Nummer
-------------	-------------



*** Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.**

Metallgehäuse	MH800
Verarbeitungs Einsatz (Labor)	PL.800.BLACK
Schwache Retention (rot) 0,68kg	PL.800.RED
Mittlere Retention (orange) 1,36kgGreen	PL.800.ORANGE
Starke Retention (grün) 2,26 kg	PL.800.GREEN

Temporäre Titanium-Zylinder

Ref:-Nummer Durchmesser $\varnothing$



	01.340.900		3.4
	01.340.901		3.4
	01.380.900		3.8
	01.380.901		3.8
	01.450.900		4.5
	01.450.901		4.5
	01.550.900		5.5
	01.550.901		5.5

 Ref. Nummer Schraube: 01.100

 **R** Jeweils rotationsgesichert

 Nicht-rotationsgesichert

*** Direkt Chairside oder indirekt im Labor anwendbar . Rotationsgeschicht nicht rotationsgeschicht , je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke) mit warm-goldener Farbtonung für einen besseren ästhetischen Effekt.**

Prothesen-Komponenten passend für
XIVE FRIALIT DENTSPLY- Implantate

Multi-Unit Abutments

Ref:-Nummer Durchmesser ∅ Abwinklung in Grad(°) Gingiva-Höhe (mm)



MU.01.340.00.100		3,4	0 °	1,0
MU.01.340.00.200		3,4	0 °	2,0
MU.01.340.00.300		3,4	0 °	3,0
MU.01.340.00.400		3,4	0 °	4,0
MU.01.380.00.100		3,8	0 °	1,0
MU.01.380.00.200		3,8	0 °	2,0
MU.01.380.00.300		3,8	0 °	3,0
MU.01.380.00.400		3,8	0 °	4,0
MU.01.450.00.100		4,5	0 °	1,0
MU.01.450.00.200		4,5	0 °	2,0
MU.01.450.00.300		4,5	0 °	3,0
MU.01.450.00.400		4,5	0 °	4,0

* Multi-Unit Abutments sind zurzeit die am meisten anerkannte und empfohlene Lösung was schraubengestützte Restaurationen betrifft. Eines von vielen Vorteilen der Multi-Unit Abutments ist zum Beispiel die gemeinsame Prothesen Plattform für alle Implantate.

Multi-Unit Prothesen-System


Bezeichnung Ref:-Nummer



Einheitschrauben	MU.402
Abdruckpfosten (offene Löffeltechnik)	MU.500
Scan Abutment	MU.SA
Labor Analoge	MU.200
Angussfähiges Plastik	MU.301
Ti - Basen	MU.601
Temporärer Titan Zylinder	MU.901

Ref. Nummer Schraube: MU.500:100 MU.100

* Multi-Unit hat eigenen Prothesen-Komponenten, die gleich für alle Implantatsysteme sind.



Orange.2

Prothesen-Komponenten passend für
STRAUMANN SOFT TISSUE LEVEL RN
SYSTEM® Implantate

Einheilschrauben.

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$	Höhe (mm)
	02.480.402	4.8	2
	02.480.403	4.8	3
	02.480.404	4.8	4
	02.480.405	4.8	5
	02.650.402	6.5	2
	02.650.403	6.5	3
	02.650.404	6.5	4

Laboranaloge.

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$
	02.480.200	4.8
	02.650.200	6.5

* Nur eine Labor Analog für beide Methoden (Abformung oder Scannen)

Abformpfosten.

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$	Abdruck Methode
	02.480.500	4.8	offene Löffeltechnik
	02.480.550	4.8	geschlossene Löffeltechnik
	02.650.500	6.5	offene Löffeltechnik
	02.650.550	6.5	geschlossene Löffeltechnik

Ref. Nummer Schraube: offene Löffeltechnik: 02.500.100
geschlossene Löffeltechnik: 02.100

Scanbodies.

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$
	02.480.SA	4.8
	02.650.SA	6.5

Ref. Nummer Schraube: 02.100CAD/CAM

* Novamind Scan Bodies sind nur in Kombination mit der bei Novamind frei herunterladbaren Literatur ,entweder auf Ti-Basen oder direkt auf der Implantat- Plattform verwendbar. Scan Bodies sind aus PEEK und können leicht mit intraoralen, sowie Desktop Scannern gescannt werden.

Ti-Basen.

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$	Gingiva-Höhe (mm)
	02.480.600.05	4.8	0.5
	02.480.600.15	4.8	1.5
	02.480.601.05	4.8	0.5
	02.480.601.15	4.8	1.5
	02.650.600.05	6.5	0.5
	02.650.600.15	6.5	1.5
	02.650.601.05	6.5	0.5
	02.650.601.15	6.5	1.5
	02.480.600.05	4.8	0.5
	02.480.600.15	4.8	1.5

* Um einen besseren ästhetischen Effekt zu erzielen, sind die Novamind Ti-Basen in einem warmen Goldton gefärbt. Sie sind in 2 Ausführungen erhältlich, rotationsgesichert (Antiration) und nicht rotationsgesichert (ohneAntiration), je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke).

Ref. Nummer Schraube: 02.100.IN

 Jeweils rotationsgesichert

 Nicht- rotationsgesichert

Titan- Abutments für zementierte Restauration

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$	Abwinklung in Grad(°)
	02.480.00	4.8	0 °
	02.480.17A*	4.8	17 °
	02.480.17B**	4.8	17 °
	02.480.23A*	4.8	23 °
	02.480.23B**	4.8	23 °
	02.650.00	6.5	0 °
	02.650.17A*	6.5	17 °
	02.650.17B**	6.5	17 °

* Erhältlich in verschiedenen Neigungswinkeln0, 17, 23 Grad
Zwei unterschiedliche Neigungsoptionen :
*zur Oktagonseite geneigt
**zur Oktagonspitze geneigt

Ref. Nummer Schraube: 02.100

* Winkelung zur Seite des Oktagon
** Winkelung in Richtung der Ecke des Oktagon

solide One Piece Titan Abutments für zementierte Restaurationen

Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$	Höhe (mm)
1	10	10
2	10	10
3	10	10
4	10	10
5	10	10
6	10	10
7	10	10
8	10	10
9	10	10
10	10	10
11	10	10
12	10	10
13	10	10
14	10	10
15	10	10
16	10	10
17	10	10
18	10	10
19	10	10
20	10	10
21	10	10
22	10	10
23	10	10
24	10	10
25	10	10
26	10	10
27	10	10
28	10	10
29	10	10
30	10	10
31	10	10
32	10	10
33	10	10
34	10	10
35	10	10
36	10	10
37	10	10
38	10	10
39	10	10
40	10	10
41	10	10
42	10	10
43	10	10
44	10	10
45	10	10
46	10	10
47	10	10
48	10	10
49	10	10
50	10	10
51	10	10
52	10	10
53	10	10
54	10	10
55	10	10
56	10	10
57	10	10
58	10	10
59	10	10
60	10	10
61	10	10
62	10	10
63	10	10
64	10	10
65	10	10
66	10	10
67	10	10
68	10	10
69	10	10
70	10	10
71	10	10
72	10	10
73	10	10
74	10	10
75	10	10
76	10	10
77	10	10
78	10	10
79	10	10
80	10	10
81	10	10
82	10	10
83	10	10
84	10	10
85	10	10
86	10	10
87	10	10
88	10	10
89	10	10
90	10	10
91	10	10
92	10	10
93	10	10
94	10	10
95	10	10
96	10	10
97	10	10
98	10	10
99	10	10
100	10	10

02.480.40	4.8	4
02.480.55	4.8	5.5
02.480.70	4.8	7
02.480.90	4.8	9

 Verfügbar in 4 verschiedenen Höhe



Angussfähige Abutments

Ref:-Nummer Durchmesser 

Modell	Preis	Speicher	Rotationssicherheit
02.480.300	4.8	4.8	Jeweils rotationsgesichert
02.480.301	4.8	4.8	Jeweils rotationsgesichert
02.480.710	4.8	4.8	Jeweils rotationsgesichert
02.480.711	4.8	4.8	Nicht- rotationsgesichert
02.650.300	6.5	6.5	Jeweils rotationsgesichert
02.650.301	6.5	6.5	Jeweils rotationsgesichert
02.650.710	6.5	6.5	Jeweils rotationsgesichert
02.650.711	6.5	6.5	Nicht- rotationsgesichert

Ref. Nummer Schraube: 02.100.P-PL
02.100.IN

*** Es stehen 2 Typen von angussfähigen Abutments zur Verfügung. Typ 1 ist komplett aus Plastik, und Typ 2 ist eine vorgefertigte CO-Cr Implantat Verbindung zum Angießen.**



Deckprothesen over-lock Abutments

Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$	Höhe (mm)
1	10	10
2	10	10
3	10	10
4	10	10
5	10	10
6	10	10
7	10	10
8	10	10
9	10	10
10	10	10
11	10	10
12	10	10
13	10	10
14	10	10
15	10	10
16	10	10
17	10	10
18	10	10
19	10	10
20	10	10
21	10	10
22	10	10
23	10	10
24	10	10
25	10	10
26	10	10
27	10	10
28	10	10
29	10	10
30	10	10
31	10	10
32	10	10
33	10	10
34	10	10
35	10	10
36	10	10
37	10	10
38	10	10
39	10	10
40	10	10
41	10	10
42	10	10
43	10	10
44	10	10
45	10	10
46	10	10
47	10	10
48	10	10
49	10	10
50	10	10
51	10	10
52	10	10
53	10	10
54	10	10
55	10	10
56	10	10
57	10	10
58	10	10
59	10	10
60	10	10
61	10	10
62	10	10
63	10	10
64	10	10
65	10	10
66	10	10
67	10	10
68	10	10
69	10	10
70	10	10
71	10	10
72	10	10
73	10	10
74	10	10
75	10	10
76	10	10
77	10	10
78	10	10
79	10	10
80	10	10
81	10	10
82	10	10
83	10	10
84	10	10
85	10	10
86	10	10
87	10	10
88	10	10
89	10	10
90	10	10
91	10	10
92	10	10
93	10	10
94	10	10
95	10	10
96	10	10
97	10	10
98	10	10
99	10	10
100	10	10

02.480.801	4,8	1
02.480.802	4,8	2
02.480.803	4,8	3
02.480.804	4,8	4
02.480.805	4,8	5

*** Overlocks passend für Deckprothesen
in 5 verschiedenen Höhen.**



Overlock Standard Retention Kit.

Beschreibung	Ref:-Nummer
1. Einleitung	1.1
2. Zielsetzung	2.1
3. Methodik	3.1
4. Ergebnisse	4.1
5. Diskussion	5.1
6. Schlussfolgerungen	6.1
7. Literaturverzeichnis	7.1
8. Anhang	8.1
9. Zusammenfassung	9.1
10. Bibliographie	10.1
11. Glossar	11.1
12. Index	12.1
13. Register	13.1
14. Literaturverzeichnis	14.1
15. Anhang	15.1
16. Zusammenfassung	16.1
17. Bibliographie	17.1
18. Glossar	18.1
19. Index	19.1
20. Register	20.1



✱ Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Metallgehäuse	MH800
Verarbeitings Einsatz	PL.800.BLACK
Blaues Plastik schwache Retention 0,68 kg	PL.800.BLUE
Graues Plastik mittlere Retention (grau) 1,36kg	PL.800.GREY
Durchsichtiges Plastik starke Retention (durchsichtig) 2,26 kg	PL.800.CLEAR

Overlock verlängertes Retention Kit

Beschreibung	Ref:-Nummer
1. Einleitung	1.1
2. Zielsetzung	2.1
3. Methodik	3.1
4. Ergebnisse	4.1
5. Diskussion	5.1
6. Schlussfolgerungen	6.1
7. Literaturverzeichnis	7.1
8. Anhang	8.1
9. Zusammenfassung	9.1
10. Bibliographie	10.1
11. Glossar	11.1
12. Index	12.1
13. Literaturverzeichnis	13.1
14. Anhang	14.1
15. Zusammenfassung	15.1
16. Bibliographie	16.1
17. Glossar	17.1
18. Index	18.1
19. Literaturverzeichnis	19.1
20. Anhang	20.1
21. Zusammenfassung	21.1
22. Bibliographie	22.1
23. Glossar	23.1
24. Index	24.1
25. Literaturverzeichnis	25.1
26. Anhang	26.1
27. Zusammenfassung	27.1
28. Bibliographie	28.1
29. Glossar	29.1
30. Index	30.1
31. Literaturverzeichnis	31.1
32. Anhang	32.1
33. Zusammenfassung	33.1
34. Bibliographie	34.1
35. Glossar	35.1
36. Index	36.1
37. Literaturverzeichnis	37.1
38. Anhang	38.1
39. Zusammenfassung	39.1
40. Bibliographie	40.1
41. Glossar	41.1
42. Index	42.1
43. Literaturverzeichnis	43.1
44. Anhang	44.1
45. Zusammenfassung	45.1
46. Bibliographie	46.1
47. Glossar	47.1
48. Index	48.1
49. Literaturverzeichnis	49.1
50. Anhang	50.1
51. Zusammenfassung	51.1
52. Bibliographie	52.1
53. Glossar	53.1
54. Index	54.1
55. Literaturverzeichnis	55.1
56. Anhang	56.1
57. Zusammenfassung	57.1
58. Bibliographie	58.1
59. Glossar	59.1
60. Index	60.1
61. Literaturverzeichnis	61.1
62. Anhang	62.1
63. Zusammenfassung	63.1
64. Bibliographie	64.1
65. Glossar	65.1
66. Index	66.1
67. Literaturverzeichnis	67.1
68. Anhang	68.1
69. Zusammenfassung	69.1
70. Bibliographie	70.1
71. Glossar	71.1
72. Index	72.1
73. Literaturverzeichnis	73.1
74. Anhang	74.1
75. Zusammenfassung	75.1
76. Bibliographie	76.1
77. Glossar	77.1
78. Index	78.1
79. Literaturverzeichnis	79.1
80. Anhang	80.1
81. Zusammenfassung	81.1
82. Bibliographie	82.1
83. Glossar	83.1
84. Index	84.1
85. Literaturverzeichnis	85.1
86. Anhang	86.1
87. Zusammenfassung	87.1
88. Bibliographie	88.1
89. Glossar	89.1
90. Index	90.1
91. Literaturverzeichnis	91.1
92. Anhang	92.1
93. Zusammenfassung	93.1
94. Bibliographie	94.1
95. Glossar	95.1
96. Index	96.1
97. Literaturverzeichnis	97.1
98. Anhang	98.1
99. Zusammenfassung	99.1
100. Bibliographie	100.1
101. Glossar	101.1
102. Index	102.1
103. Literaturverzeichnis	103.1
104. Anhang	104.1
105. Zusammenfassung	105.1
106. Bibliographie	106.1
107. Glossar	107.1
108. Index	108.1
109. Literaturverzeichnis	109.1
110. Anhang	110.1
111. Zusammenfassung	111.1
112. Bibliographie	112.1
113. Glossar	113.1
114. Index	114.1
115. Literaturverzeichnis	115.1
116. Anhang	116.1
117. Zusammenfassung	117.1
118. Bibliographie	118.1
119. Glossar	119.1
120. Index	120.1
121. Literaturverzeichnis	121.1
122. Anhang	122.1
123. Zusammenfassung	123.1
124. Bibliographie	124.1
125. Glossar	125.1
126. Index	126.1
127. Literaturverzeichnis	127.1
128. Anhang	128.1
129. Zusammenfassung	129.1
130. Bibliographie	130.1
131. Glossar	131.1
132. Index	132.1
133. Literaturverzeichnis	133.1
134. Anhang	134.1
135. Zusammenfassung	135.1
136. Bibliographie	136.1
137. Glossar	137.1
138. Index	138.1
139. Literaturverzeichnis	139.1
140. Anhang	140.1
141. Zusammenfassung	141.1
142. Bibliographie	142.1
143. Glossar	143.1



*** Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.**

Metallgehäuse	MH800
Verarbeitungs Einsatz (Labor)	PL.800.BLACK
Schwache Retention (rot) 0,68kg	PL.800.RED
Mittlere Retention (orange) 1,36kgGreen	PL.800.ORANGE
Starke Retention (grün) 2,26 kg	PL.800.GREEN

Overdenture Ball Abutments.

Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$	Höhe (mm)
-------------	---------------------------	-----------

02.480.851	4,8	1
02.480.853	4,8	3

- * Ball Abutments für Deckprothesen. Verfügbar in 2 verschiedenen Höhen. Durchmesser Ball beträgt 2,5mm



Ball Abutment Retention Kit.

Beschreibung	Ref:-Nummer
--------------	-------------



 Als Set oder einzeln erhältlich

Metall Gehäuse	MH850
Pink (Plastik) leichte Retention	PL.850.PINK
Transparent (Plastik) starke Retention	PL.850.CLEAR

Orange.2

Titanium grad 5

Prothesen-Komponenten passend für
STRAUMANN SOFTISSUE LEVEL RN SYSTEM IMPLANTATE

Temporäre Titanium -Zylinder.

Ref:-Nummer Durchmesser $\varnothing$



	02.480.900	4.8
	02.480.901	4.8
	02.650.900	6.5
	02.650.901	6.5

Ref. Nummer Schraube: 02.100

Jeweils rotationsgesichert

Nicht- rotationsgesichert

* Direkt Chairside oder indirekt im Labor anwendbar . Rotationsgesichert nicht rotationsgesichert , je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke) mit warm-goldener Farbtönung für einen besseren ästhetischen Effekt.

Synocta Schraube für das verschraubbare Abutment System

Ref:-Nummer Durchmesser $\varnothing$ Höhe (mm)



MU.02.480.00	4.8	1.5
--------------	-----	-----

Plastic Castables for Synocta Type Screw Retained Abutment.



Ref:-Nummer Durchmesser $\varnothing$



MU.02.480.300	4.8
MU.02.480.301	4.8

Ref. Nummer Schraube: MU.02.480.100

Titanium Grad 5



03.500.100

Grün.3

Prothesen-Komponenten passend für
BIOMET 3i CERTAIN® Implantate

Prothesen-Komponenten passend für
BIOMET 3i CERTAIN® Implantate

Einheilschrauben.

Ref:-Nummer Durchmesser $\varnothing$ Höhe (mm)

03.340.403	3.4	3
03.340.405	3.4	5
03.410.403	4.1	3
03.410.405	4.1	5
03.500.403	5.0	3
03.500.405	5.0	5

Laboranaloge.

Ref:-Nummer Durchmesser $\varnothing$

03.340.200	3.4
03.410.200	4.1
03.500.200	5.0

* Nur ein einziges Laboranalog für beide Methoden
(Abdruck oder Scannen)

Abformpfosten.

Ref:-Nummer Durchmesser $\varnothing$ Abdruck Methode

03.340.500	3.4	offene Löffeltechnik
03.340.550	3.4	geschlossene Löffeltechnik
03.410.500	4.1	offene Löffeltechnik
03.410.550	4.1	geschlossene Löffeltechnik
03.500.500	5.0	offene Löffeltechnik
03.500.550	5.0	geschlossene Löffeltechnik

Ref. Nummer Schraube: offene Löffeltechnik: 03.500.100
geschlossene Löffeltechnik: 03.100

Scanbodies.

Ref:-Nummer Durchmesser $\varnothing$

03.340.SA	3.4
03.410.SA	4.1
03.500.SA	5.0

Ref. Nummer Schraube: 03.100

* Novamind Scan Bodies sind nur in Kombination mit der bei Novamind frei herunterladbaren Literatur ,entweder auf Ti-Basen oder direkt auf der Implantat- Plattform verwendbar. Scan Bodies sind aus PEEK und können leicht mit intraoralen, sowie Desktop Scannern gescannt werden.

Prothesen-Komponenten passend für
BIOMET 3i CERTAIN® Implantate

Ti-Basen.

Ref:-Nummer Durchmesser $\varnothing$ Gingiva-Höhe (mm)

03.340.600.05	3.4	0.5
03.340.600.15	3.4	1.5
03.340.601.05	3.4	0.5
03.340.601.15	3.4	1.5
03.410.600.05	4.1	0.5
03.410.600.15	4.1	1.5
03.410.601.05	4.1	0.5
03.410.601.15	4.1	1.5
03.500.600.05	5.0	0.5
03.500.600.15	5.0	1.5
03.500.601.05	5.0	0.5
03.500.601.15	5.0	1.5

* Um einen besseren ästhetischen Effekt zu erzielen, sind die Novamind Ti-Basen in einem warmen Goldton gefärbt. Sie sind in 2 Ausführungen erhältlich, rotationsgesichert (Antiration) und nicht rotationsgesichert (ohneAntiration), je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke).

Ref. Nummer Schraube: 03.100

Jeweils rotationsgesichert

Nicht- rotationsgesichert

Titan- Abutments für zementierte Restauration.

Ref:-Nummer Durchmesser $\varnothing$ Abwinkelung in Grad(°) Gingiva-Höhe (mm)

03.340.00.120	3.4	0 °	1.2
03.340.00.270	3.4	0 °	2.7
03.340.00.370	3.4	0 °	3.7
03.340.17.120	3.4	17 °	1.2
03.340.17.270	3.4	17 °	2.7
03.340.17.370	3.4	17 °	3.7
03.410.00.120	4.1	0 °	1.2
03.410.00.270	4.1	0 °	2.7
03.410.00.370	4.1	0 °	3.7
03.410.17.120	4.1	17 °	1.2
03.410.17.270	4.1	17 °	2.7
03.410.17.370	4.1	17 °	3.7
03.500.00.120	5.0	0 °	1.2
03.500.00.270	5.0	0 °	2.7
03.500.00.370	5.0	0 °	3.7
03.500.17.120	5.0	17 °	1.2
03.500.17.270	5.0	17 °	2.7
03.500.17.370	5.0	17 °	3.7

* Erhältlich in verschiedenenNeigungswinkeln 0, 17, 23 Grad
Zwei unterschiedliche Neigungsoptionen :
*zur Oktagonseite geneigt
**zur Oktagonspitze geneigt

Ref. Nummer Schraube: 03.100

Prothesen-Komponenten passend für
BIOMET 3i CERTAIN® Implantate

Angussfähige Abutments.

Ref:-Nummer

Durchmesser ∅

03.340.300	3.4
03.340.301	3.4
03.340.710	3.4
03.340.711	3.4
03.410.300	4.1
03.410.301	4.1
03.410.710	4.1
03.410.711	4.1
03.500.300	5.0
03.500.301	5.0
03.500.710	5.0
03.500.711	5.0

↺↻

↻↺

Jeweils rotationsgesichert

Nicht- rotationsgesichert

✱

Es stehen 2 Typen von angussfähigen Abutments zur Verfügung. Typ 1 ist komplett aus Plastik ,und Typ 2 ist eine vorgefertigte CO-Cr Implantat Verbindung zum Angießen.

Ref. Nummer Schraube:

03.100 / 03.100PL

Deckprothesen over-lock Abutments

Ref:-Nummer

Durchmesser ∅

Höhe (mm)

03.340.801	3.4	1
03.340.802	3.4	2
03.340.803	3.4	3
03.340.804	3.4	4
03.410.801	4.1	1
03.410.802	4.1	2
03.410.803	4.1	3
03.410.804	4.1	4
03.500.801	5.0	1
03.500.802	5.0	2
03.500.803	5.0	3
03.500.804	5.0	4

✱

Overlocks passend für Deckprothesen in 4 verschiedenen Höhen.

Overlock Standard Retention Kit.

Beschreibung

Ref:-Nummer

Metallgehäuse	MH800
Verarbeitungs Einsatz	PL.800.BLACK
Blaues Plastik schwache Retention 0,68 kg	PL.800.BLUE
Graues Plastik mittlere Retention (grau) 1,36kg	PL.800.GREY
Durchsichtiges Plastik starke Retention (durchsichtig) 2,26kg	PL.800.CLEAR

✱

Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Prothesen-Komponenten passend für
BIOMET 3i CERTAIN® Implantate

Overlock Extended Retention Kit with no Core.

Beschreibung

Ref:-Nummer

Metallgehäuse	MH800
Verarbeitungs Einsatz (Labor)	PL.800.BLACK
Schwache Retention (rot) 0,68kg	PL.800.RED
Mittlere Retention (orange) 1,36kgGreen	PL.800.ORANGE
Starke Retention (grün) 2,26 kg	PL.800.GREEN

✱

Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Temporäre Titanium - Zylinder.

Ref:-Nummer

Durchmesser ∅

03.340.900	3.4
03.340.901	3.4
03.410.900	4.1
03.410.901	4.1
03.500.900	5.0
03.500.901	5.0

↺↻

↻↺

Jeweils rotationsgesichert

Nicht- rotationsgesichert

Ref. Nummer Schraube:

03.100

✱

Direkt Chairside oder indirekt im Labor anwendbar . Rotationsgesichert nicht rotationsgesichert , je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke) mit warm-goldener Farbtönung für einen besseren ästhetischen Effekt.

Multi-Unit Abutments.

Ref:-Nummer

Durchmesser ∅

Abwinklung in Grad(°)

Gingiva-Höhe (mm)

MU.03.340.00.100	3.4	0 °	1.0
MU.03.340.00.200	3.4	0 °	2.0
MU.03.340.00.300	3.4	0 °	3.0
MU.03.340.00.400	3.4	0 °	4.0
MU.03.410.00.100	4.1	0 °	1.0
MU.03.410.00.200	4.1	0 °	2.0
MU.03.410.00.300	4.1	0 °	3.0
MU.03.410.00.400	4.1	0 °	4.0
MU.03.500.00.100	5.0	0 °	1.0
MU.03.500.00.200	5.0	0 °	2.0
MU.03.500.00.300	5.0	0 °	3.0
MU.03.500.00.400	5.0	0 °	4.0

✱

Multi-Unit Abutments sind zurzeit die am meisten anerkannte und empfohlene Lösung was Schraubengestützte Restaurationen betrifft. Eines von vielen Vorteilen der Multi-Unit Abutments ist zum Beispiel die gemeinsame Prothesen Plattform für alle Implantate.

22

Alle erwähnten Markennamen im vorliegenden Katalog sind Warenzeichen/Schutzmarken und somit Eigentum der jeweiligen Firmen. Die im Katalog aufgeführten Waren werden ohne vorherige Ankündigung,Verbesserungen oder Änderungen unterzogen.

nova mind

nova mind

Alle erwähnten Markennamen im vorliegenden Katalog sind Warenzeichen/Schutzmarken und somit Eigentum der jeweiligen Firmen. Die im Katalog aufgeführten Waren werden ohne vorherige Ankündigung,Verbesserungen oder Änderungen unterzogen.

23

Grün.3

Prothesen-Komponenten passend für
BIOMET 3i CERTAIN® Implantate

Titanium grad 5

Multi-Unit Prothesen-System.

Beschreibung

Ref:-Nummer





Einheitschrauben	MU.402
Abdruckpfosten (offene Löffeltechnik)	MU.500
Scan Abutment	MU.SA
Labor Analoge	MU.200
Angussfähiges Plastik	MU.301
Ti - Basen	MU.601
Temporärer Titan Zylinder	MU.901

Ref. Nummer Schraube: MU.500.100
MU.100

* Multi-Unit hat eigenen Prothesen -Kompo-
nenten, die gleich für alle Implantatsysteme
sind.



Titanium Grad 5



04.350.100

Blau.4

Prothesen-Komponenten passend für
NOBEL REPLACE SELECT® Implantate

Prothesen-Komponenten passend für
NOBEL REPLACE SELECT® Implantate

Einheitschrauben.

	Ref:-Nummer	Durchmesser ∅	Höhe (mm)
	04.350.403	3.5	3
	04.350.405	3.5	5
	04.430.403	4.3	3
	04.430.405	4.3	5
	04.500.403	5.0	3
	04.500.405	5.0	5

Laboranaloge.

	Ref:-Nummer	Durchmesser ∅
	04.350.200	3.5
	04.430.200	4.3
	04.500.200	5.0

* Nur ein einziges Lab- Analog für beide Methoden (Abdruck oder Scannen)

Abformpfosten.

	Ref:-Nummer	Durchmesser ∅	Abdruck Methode
	04.350.500	3.5	offene Löffeltechnik
	04.350.550	3.5	geschlossene Löffeltechnik
	04.430.500	4.3	offene Löffeltechnik
	04.430.550	4.3	geschlossene Löffeltechnik
	04.500.500	5.0	offene Löffeltechnik
	04.500.550	5.0	geschlossene Löffeltechnik

Ref. Nummer Schraube:
offene Löffeltechnik: 04.350.500.100 / 04.430/500.500.100
geschlossene Löffeltechnik: 04.350.100 / 04.430/500.100

Scanbodies.

	Ref:-Nummer	Durchmesser ∅
	04.350.SA	3.5
	04.430.SA	4.3
	04.500.SA	5.0

Ref. Nummer Schraube: 04.350.100
04.430/500.100

* Novamind Scan Bodies sind nur in Kombination mit der bei Novamind frei herunterladbaren Literatur ,entweder auf Ti-Basen oder direkt auf der Implantat- Plattform verwendbar. Scan Bodies sind aus PEEK und können leicht mit intraoralen, sowie Desktop Scannern gescannt werden.

Prothesen-Komponenten passend für
NOBEL REPLACE SELECT® Implantate

Ti-Basen.

	Ref:-Nummer	Durchmesser ∅	Gingiva-Höhe (mm)	
	04.350.600.05	3.5	0.5	Jeweils rotationsgesichert
	04.350.600.15	3.5	1.5	
	04.350.601.05	3.5	0.5	
	04.350.601.15	3.5	1.5	Nicht-rotationsgesichert
	04.430.600.05	4.3	0.5	
	04.430.600.15	4.3	1.5	
	04.430.601.05	4.3	0.5	
	04.430.601.15	4.3	1.5	
	04.500.600.05	5.0	0.5	
	04.500.600.15	5.0	1.5	
	04.500.601.05	5.0	0.5	
	04.500.601.15	5.0	1.5	

* Um einen besseren ästhetischen Effekt zu erzielen, sind die Novamind Ti-Basen in einem warmen Goldton gefärbt. Sie sind in 2 Ausführungen erhältlich, rotationsgesichert (Antirotation) und nicht rotationsgesichert (ohneAntirotation), je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke).

Ref. Nummer Schraube: 04.350.100IN
04.430/500.100

Titan- Abutments für zementierte Restauration.

	Ref:-Nummer	Durchmesser ∅	Abwinklung in Grad(°)	Gingiva-Höhe (mm)
	04.350.00.120	3.5	0 °	1.2
	04.350.00.270	3.5	0 °	2.7
	04.350.00.370	3.5	0 °	3.7
	04.350.17.120	3.5	17 °	1.2
	04.350.17.270	3.5	17 °	2.7
	04.350.17.370	3.5	17 °	3.7
	04.430.00.120	4.3	0 °	1.2
	04.430.00.270	4.3	0 °	2.7
	04.430.00.370	4.3	0 °	3.7
	04.430.17.120	4.3	17 °	1.2
	04.430.17.270	4.3	17 °	2.7
	04.430.17.370	4.3	17 °	3.7
	04.500.00.120	5.0	0 °	1.2
	04.500.00.270	5.0	0 °	2.7
	04.500.00.370	5.0	0 °	3.7
	04.500.17.120	5.0	17 °	1.2
	04.500.17.270	5.0	17 °	2.7
	04.500.17.370	5.0	17 °	3.7

* Erhältlich in verschiedenenNeigungswinkeln 0, 17, 23 Grad
Zwei unterschiedliche Neigungsoptionen :
*zur Oktagonseite geneigt
**zur Oktagonspitze geneigt

Ref. Nummer Schraube: 04.350.100
04.430/500.100

Prothesen-Komponenten passend für
NOBEL REPLACE SELECT® Implantate

Angussfähige Abutments.



Ref:-Nummer

Durchmesser ∅

04.350.300	3.5
04.350.301	3.5
04.350.710	3.5
04.350.711	3.5
04.430.300	4.3
04.430.301	4.3
04.430.710	4.3
04.430.711	4.3
04.500.300	5.0
04.500.301	5.0
04.500.710	5.0
04.500.711	5.0

Ref. Nummer Schraube: 04.350.100
04.430/500.100

↻

Jeweils rotationsgesichert

↻

Nicht- rotationsgesichert

Es stehen 2 Typen von angussfähigen Abutments zur Verfügung. Typ 1 ist komplett aus Plastik ,und Typ 2 ist eine vorgefertigte CO-Cr Implantat Verbindung zum Angießen.

Deckprothesen over-lock Abutments



Ref:-Nummer

Durchmesser ∅

Höhe (mm)

04.350.801	3.5	1
04.350.802	3.5	2
04.350.803	3.5	3
04.350.804	3.5	4
04.430.801	4.3	1
04.430.802	4.3	2
04.430.803	4.3	3
04.430.804	4.3	4
04.500.801	5.0	1
04.500.802	5.0	2
04.500.803	5.0	3
04.500.804	5.0	4

Overlocks passend für Deckprothesen in 4 verschiedenen Höhen.

Overlock Standard Retention Kit.



Beschreibung

Ref:-Nummer

Metallgehäuse	MH800
Verarbeitungs Einsatz	PL.800.BLACK
Blaues Plastik schwache Retention 0,68 kg	PL.800.BLUE
Graues Plastik mittlere Retention (grau) 1,36kg	PL.800.GREY
Durchsichtiges Plastik starke Retention (durchsichtig) 2,26kg	PL.800.CLEAR

Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Prothesen-Komponenten passend für
NOBEL REPLACE SELECT® Implantate

Overlock verlängertes Retention Kit



Beschreibung

Ref:-Nummer

Metallgehäuse	MH800
Verarbeitungs Einsatz (Labor)	PL.800.BLACK
Schwache Retention (rot) 0,68kg	PL.800.RED
Mittlere Retention (orange) 1,36kgGreen	PL.800.ORANGE
Starke Retention (grün) 2,26 kg	PL.800.GREEN

Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Temporäre Titanium - Zylinder.



Ref:-Nummer

Durchmesser ∅

04.350.900	3.5
04.350.901	3.5
04.430.900	4.3
04.430.901	4.3
04.500.900	5.0
04.500.901	5.0

Ref. Nummer Schraube: 04.350.100
04.430/500.100

↻

Jeweils rotationsgesichert

↻

Nicht- rotationsgesichert

Direkt Chairside oder indirekt im Labor anwendbar . Rotationsgesichert nicht rotationsgesichert , je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke) mit warm-goldener Farbtönung für einen besseren ästhetischen Effekt.

Multi-Unit Abutments.



Ref:-Nummer

Durchmesser ∅

Abwinklung in Grad(°)

Gingiva-Höhe (mm)

MU.04.350.00.100	3.5	0 °	1.0
MU.04.350.00.200	3.5	0 °	2.0
MU.04.350.00.300	3.5	0 °	3.0
MU.04.350.00.400	3.5	0 °	4.0
MU.04.430.00.100	4.3	0 °	1.0
MU.04.430.00.200	4.3	0 °	2.0
MU.04.430.00.300	4.3	0 °	3.0
MU.04.430.00.400	4.3	0 °	4.0
MU.04.500.00.100	5.0	0 °	1.0
MU.04.500.00.200	5.0	0 °	2.0
MU.04.500.00.300	5.0	0 °	3.0
MU.04.500.00.400	5.0	0 °	4.0

Multi-Unit Abutments sind zurzeit die am meisten anekannte und empfohlene Lösung was Schraubengestützte Restaurationen betrifft. Eines von vielen Vorteilen der Multi-Unit Abutments ist zum Beispiel die gemeinsame Prothesen Plattform für alle Implantate.

Blau.4

Prothesen-Komponenten passend für
NOBEL REPLACE SELECT® Implantate


Titanium grad 5

Multi-Unit Prothesen-System.	Beschreibung	Ref.-Nummer
	Einheitschrauben	MU.402
	Abdruckpfosten (offene Löffeltechnik)	MU.500
	Scan Abutment	MU.SA
	Labor Analoge	MU.200
	Angussfähiges Plastik	MU.301
	Ti - Basen	MU.601
	Temporärer Titan Zylinder	MU.901
◆ Ref. Nummer Schraube: MU.500.100 MU.100		

* Multi-Unit hat eigenen Prothesen-Komponenten, die gleich für alle Implantatsysteme sind.



Titanium Grad 5



05.100

Rot.5

Prothesen-Komponenten passend für
STRAUMANN BONE LEVEL® Implantate

Prothesen-Komponenten passend für
STRAUMANN BONE LEVEL® Implantate

Prothesen-Komponenten passend für
STRAUMANN BONE LEVEL® Implantate

Einheilschrauben.

Ref:-Nummer Durchmesser Höhe (mm)

05.330.403		3.3	3
05.330.405		3.3	5
05.410/480.403		4.1/4.8	3
05.410/480.405		4.1/4.8	5



Laboranaloge.

Ref:-Nummer Durchmesser

05.330.200		3.3
05.410/480.200		4.1/4.8



Nur ein einziges Lab- Analog für beide Methoden
(Abdruck oder Scannen)

Abformpfosten.

Ref:-Nummer Durchmesser Abdruck Methode

05.330.500		3.3	offene Löffeltechnik
05.330.550		3.3	geschlossene Löffeltechnik
05.410/480.500		4.1/4.8	offene Löffeltechnik
05.410/480.550		4.1/4.8	geschlossene Löffeltechnik



Ref. Nummer Schraube:
offene Löffeltechnik: 05.330.500:100 / 05.410/480.500:100
geschlossene Löffeltechnik: 05:100

Scanbodies.

Ref:-Nummer Durchmesser

05.330.SA		3.3
05.410/480.SA		4.1/4.8



Ref. Nummer Schraube: 05:100

Novamind Scanbodies sind nur in Kombination mit der bei Novamind frei herunterladbaren Literatur ,entweder auf Ti-Basen oder direkt auf der Implantat- Plattform verwendbar. Scan Bodies sind aus PEEK und können leicht mit intraoralen, sowie Desktop Scannern gescannt werden.

Ti-Basen.

Ref:-Nummer Durchmesser Gingiva-Höhe (mm)

05.330.600.10		3.3	1
05.330.600.20		3.3	2
05.330.601.10		3.3	1
05.330.601.20		3.3	2
05.410/480.600.10		4.1/4.8	1
05.410/480.600.20		4.1/4.8	2
05.410/480.601.10		4.1/4.8	1
05.410/480.601.20		4.1/4.8	2



Jeweils rotationsgesichert

Nicht- rotationsgesichert

Ref. Nummer Schraube: 05:100

Um einen besseren ästhetischen Effekt zu erzielen, sind die Novamind Ti-Basen in einem warmen Goldton gefärbt. Sie sind in 2 Ausführungen erhältlich, rotationsgesichert (Antiration) und nicht rotationsgesichert (ohneAntiration), je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke).

Titan- Abutments für zementierte Restauration.

Ref:-Nummer Durchmesser Abwinklung in Grad(°) Gingiva-Höhe (mm)

05.330.00.120		3.3	0 °	1.2
05.330.00.270		3.3	0 °	2.7
05.330.17.120		3.3	17 °	1.2
05.330.17.270		3.3	17 °	2.7
05.330.23.120		3.3	23 °	1.2
05.330.23.270		3.3	23 °	2.7
05.410/480.00.120		4.1/4.8	0 °	1.2
05.410/480.00.270		4.1/4.8	0 °	2.7
05.410/480.17.120		4.1/4.8	17 °	1.2
05.410/480.17.270		4.1/4.8	17 °	2.7
05.410/480.23.120		4.1/4.8	23 °	1.2
05.410/480.23.270		4.1/4.8	23 °	2.7



Ref. Nummer Schraube: 05:100

Erhältlich in verschiedenenNeigungswinkeln 0, 17, 23 Grad

Zwei unterschiedliche Neigungsoptionen :

*zur Oktagonseite geneigt

**zur Oktagonspitze geneigt

Angussfähige Abutments.

Ref:-Nummer Durchmesser

05.330.300		3.3
05.330.301		3.3
05.330.710		3.3
05.330.711		3.3
05.410/480.300		4.1/4.8
05.410/480.301		4.1/4.8
05.410/480.710		4.1/4.8
05.410/480.711		4.1/4.8



Ref. Nummer Schraube: 05:100


Jeweils rotationsgesichert

Nicht- rotationsgesichert

Es stehen 2 Typen von angussfähigen Abutments zur Verfügung. Typ 1 ist komplett aus Plastik ,und Typ 2 ist eine vorgefertigte CO-Cr Implantat Verbindung zum Angießen.

Prothesen-Komponenten passend für
STRAUMANN BONE LEVEL® Implantate

Deckprothesen over-lock Abutments

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$	Höhe (mm)
	05.330.801	3.3	1
	05.330.802	3.3	2
	05.330.803	3.3	3
	05.330.804	3.3	4
	05.410/480.801	4.1/4.8	1
	05.410/480.802	4.1/4.8	2
	05.410/480.803	4.1/4.8	3
	05.410/480.804	4.1/4.8	4


* Overlocks passend für Deckprothesen in 4 verschiedenen Höhen.

Overlock Standard Retention Kit.

	Beschreibung	Ref:-Nummer
	Metallgehäuse	MH800
	Verarbeitungs Einsatz	PL.800.BLACK
	Blaues Plastik schwache Retention 0,68 kg	PL.800.BLUE
	Graues Plastik mittlere Retention (grau) 1,36kg	PL.800.GREY
	Durchsichtiges Plastik starke Retention (durchsichtig) 2,26kg	PL.800.CLEAR

* Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Overlock verlängertes Retention Kit

	Beschreibung	Ref:-Nummer
	Metallgehäuse	MH800
	Verarbeitungs Einsatz (Labor)	PL.800.BLACK
	Schwache Retention (rot) 0,68kg	PL.800.RED
	Mittlere Retention (orange) 1,36kgGreen	PL.800.ORANGE
	Starke Retention (grün) 2,26 kg	PL.800.GREEN

* Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Prothesen-Komponenten passend für
STRAUMANN BONE LEVEL® Implantate

Temporäre Titanium - Zylinder

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$
	05.330.900	3.3
	05.330.901	3.3
	05.410/480.900	4.1/4.8
	05.410/480.901	4.1/4.8

Ref. Nummer Schraube: 05.100

 Jeweils rotationsgesichert

 Nicht- rotationsgesichert

* Direkt Chairside oder indirekt im Labor anwendbar . Rotationsgesichert nicht rotationsgesichert , je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke) mit warm-goldener Farbtönung für einen besseren ästhetischen Effekt.

Multi-Unit Abutments.

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$	Abwinklung in Grad(°)	Gingiva-Höhe (mm)
	MU.05.330.00.100	3.3	0 °	1.0
	MU.05.330.00.200	3.3	0 °	2.0
	MU.05.330.00.300	3.3	0 °	3.0
	MU.05.330.00.400	3.3	0 °	4.0
	MU.05.330.17.250	3.3	17 °	2.5
	MU.05.330.17.350	3.3	17 °	3.5
	MU.05.330.30.350	3.3	30 °	3.5
	MU.05.330.30.450	3.3	30 °	4.5
	MU.05.410/480.00.100	4.1/4.8	0 °	1.0
	MU.05.410/480.00.200	4.1/4.8	0 °	2.0
	MU.05.410/480.00.300	4.1/4.8	0 °	3.0
	MU.05.410/480.00.400	4.1/4.8	0 °	4.0
	MU.05.410/480.17.250	4.1/4.8	17 °	2.5
	MU.05.410/480.17.350	4.1/4.8	17 °	3.5
	MU.05.410/480.30.350	4.1/4.8	30 °	3.5
	MU.05.410/480.30.450	4.1/4.8	30 °	4.5

Ref. Nummer Schraube: 05.100

* Multi-Unit Abutments sind zurzeit die am meisten anekannte und empfohlene Lösung was SchraubengestützteRestaurationen betrifft. Eines von vielen Vorteilen der Multi-Unit Abutments ist zum Beispiel die gemeinsame Prothesen Plattform für alle Implantate.

Rot.5

Titanium grad 5


Prothesen-Komponenten passend für
STRAUMANN BONE LEVEL® Implantate

Multi-Unit Prothesen-System.	Beschreibung	Ref.-Nummer
	Einheitschrauben	MU.402
	Abdruckpfosten (offene Löffeltechnik)	MU.500
	Scan Abutment	MU.SA
	Labor Analoge	MU.200
	Angussfähiges Plastik	MU.301
	Ti - Basen	MU.601
	Temporärer Titan Zylinder	MU.901
♦ Ref. Nummer Schraube: MU.500.100 MU.100		

* Multi-Unit hat eigenen Prothesen -Komponenten, die gleich für alle Implantat-systeme sind.



Titanium Grad 5



Lila Linie.6

Prothesen-Komponenten passend für
MIS SEVEN® Implantate

Prothesen-Komponenten passend für
MIS SEVEN® Implantate

Titanium grad 5

Einheilschrauben.

	Refi:-Nummer	Durchmesser ∅	Höhe (mm)
	06.330.403	3.3	3
	06.330.405	3.3	5
	06.375.403	3.75	3
	06.375.405	3.75	5
	06.450.403	4.5	3
	06.450.405	4.5	5

Laboranaloge.

	Refi:-Nummer	Durchmesser ∅
	06.330.200	3.3
	06.375.200	3.75
	06.450.200	4.5

* Nur ein einziges Lab- Analog für beide Methoden (Abdruck oder Scannen)

Abformpfosten.

	Refi:-Nummer	Durchmesser ∅	Abdruck Methode
	06.330.500	3.3	offene Löffeltechnik
	06.330.550	3.3	geschlossene Löffeltechnik
	06.375.500	3.75	offene Löffeltechnik
	06.375.550	3.75	geschlossene Löffeltechnik
	06.450.500	4.5	offene Löffeltechnik
	06.450.550	4.5	geschlossene Löffeltechnik

◆ Ref. Nummer Schraube:
offene Löffeltechnik: 06.330.500.100 / 06.500.100
geschlossene Löffeltechnik: 06.330.100 / 06.100

Scanbodies.

	Refi:-Nummer	Durchmesser ∅
	06.330.SA	3.3
	06.375.SA	3.75
	06.450.SA	4.5

◆ Ref. Nummer Schraube: 06.330.100 / 06.100

* Novamind Scan Bodies sind nur in Kombination mit der bei Novamind frei herunterladbaren Literatur ,entweder auf Ti-Basen oder direkt auf der Implantat- Plattform verwendbar. Scan Bodies sind aus PEEK und können leicht mit intraoralen, sowie Desktop Scannern gescannt werden.

Titanium grad 5

Prothesen-Komponenten passend für
MIS SEVEN® Implantate

Ti-Basen.

	Refi:-Nummer	Durchmesser ∅	Gingiva-Höhe (mm)	
	06.330.600.05	3.3	0.5	⌚ Jeweils rotationsgesichert
	06.330.600.15	3.3	1.5	
	06.330.601.05	3.3	0.5	
	06.330.601.15	3.3	1.5	
	06.375.600.05	3.75	0.5	
	06.375.600.15	3.75	1.5	
	06.375.601.05	3.75	0.5	⌚ Nicht-rotationsgesichert
	06.375.601.15	3.75	1.5	
	06.450.600.05	4.5	0.5	
	06.450.600.15	4.5	1.5	
	06.450.601.05	4.5	0.5	
	06.450.601.15	4.5	1.5	

* Um einen besseren ästhetischen Effekt zu erzielen, sind die Novamind Ti-Basen in einem warmen Goldton gefärbt. Sie sind in 2 Ausführungen erhältlich, rotationsgesichert (Antirotation) und nicht rotationsgesichert (ohne Antirotation), je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke).

◆ Ref. Nummer Schraube: 06.330.100 / 06.100

Titan- Abutments für zementierte Restauration.

	Refi:-Nummer	Durchmesser ∅	Abwinklung in Grad(°)	Gingiva-Höhe (mm)
	06.330.00.120	3.3	0 °	1.2
	06.330.00.270	3.3	0 °	2.7
	06.330.00.370	3.3	0 °	3.7
	06.330.17.120	3.3	17 °	1.2
	06.330.17.270	3.3	17 °	2.7
	06.330.17.370	3.3	17 °	3.7
	06.375.00.120	3.75	0 °	1.2
	06.375.00.270	3.75	0 °	2.7
	06.375.00.370	3.75	0 °	3.7
	06.375.17.120	3.75	17 °	1.2
	06.375.17.270	3.75	17 °	2.7
	06.375.17.370	3.75	17 °	3.7
	06.375.23.120	3.75	23 °	1.2
	06.375.23.270	3.75	23 °	2.7
	06.375.23.370	3.75	23 °	3.7
	06.450.00.120	4.5	0 °	1.2
	06.450.00.270	4.5	0 °	2.7
	06.450.00.370	4.5	0 °	3.7
	06.450.17.120	4.5	17 °	1.2
	06.450.17.270	4.5	17 °	2.7
	06.450.17.370	4.5	17 °	3.7
	06.450.23.120	4.5	23 °	1.2
	06.450.23.270	4.5	23 °	2.7
	06.450.23.370	4.5	23 °	3.7

* Erhältlich in verschiedenen Neigungswinkeln 0,17 Grad , bei einigen Modellen 23 Grad. Kragen in drei verschiedenen Gingivahöhen zur Optimierung des Emergenzprofils

◆ Ref. Nummer Schraube: 06.330.100 / 06.100

Angussfähige Abutments.

	Ref:-Nummer	Durchmesser 	
	06.330.300		3.3
	06.330.301		3.3
	06.330.710		3.3
	06.330.711		3.3
	06.375.300		3.75
	06.375.301		3.75
	06.375.710		3.75
	06.375.711		3.75
	06.450.300		4.5
	06.450.301		4.5
	06.450.710		4.5
	06.450.711		4.5

 Jeweils rotationsgesichert
 Nicht- rotationsgesichert

- * Es stehen 2 Typen von angussfähigen Abutments zur Verfügung. Typ 1 ist komplett aus Plastik, und Typ 2 ist eine vorgefertigte CO-Cr Implantat Verbindung zum Angießen.

 **Ref. Nummer Schraube:** 06.330.100 / 06.100

Deckprothesen over-lock Abutments

	Ref.-Nummer		Durchmesser $\varnothing$	Höhe (mm)
	06.330.801		3,3	1
	06.330.802		3,3	2
	06.330.803		3,3	3
	06.330.804		3,3	4
	06.375.801		3,75	1
	06.375.802		3,75	2
	06.375.803		3,75	3
	06.375.804		3,75	4
	06.375.805		3,75	5
	06.375.806		3,75	6
	06.450.801		4,5	1
	06.450.802		4,5	2
	06.450.803		4,5	3
	06.450.804		4,5	4

*** Overlocks passend für Deckprothesen in 5 verschiedenen Höhen.**

Overlock Standard Retention Kit.

on Kit.	Beschreibung	Ref.-Nummer
	Metallgehäuse	MH800
	Verarbeitungs Einsatz	PL.800.BLACK
	Blaues Plastik schwache Retention 0,68 kg	PL.800.BLUE
	Graues Plastik mittlere Retention (grau) 1,36kg	PL.800.GREY
	Durchsichtiges Plastik starke Retention (durchsichtig) 2,26kg	PL.800.CLEAR

* Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Overlock verlängertes Retention Kit

Beschreibung	Ref.-Nummer
Metallgehäuse	MH800
Verarbeitings Einsatz (Labor)	PL.800.BLACK
Schwache Retention (rot) 0,68kg	PL.800.RED
Mittlere Retention (orange) 1,36kgGreen	PL.800.ORANGE
Starke Retention (grün) 2,26 kg	PL.800.GREEN

* Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Temporäre Titanium - Zylinder

Ref.-Nummer	Durchmesser $\varnothing$			
 06.330.900			3,3	 Jeweils rotationsgesichert
06.330.901			3,3	
 06.375.900			3,75	 Nicht- rotationsgesichert
06.375.901			3,75	
 06.450.900			4,5	
 06.450.901			4,5	

- * Direkt Chairside oder indirekt im Labor anwendbar . Rotationsgesichert nicht rotationsgesichert , je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke) mit warm-goldener Farbtonung für einen besseren ästhetischen Effekt.

Ref. Nummer Schraube: 06.330.100 / 06.100

Multi-Unit Abutments.

Ref.-Nummer		Durchmesser 	Abwinkelung in Grad(°)	Gingiva- Höhe (mm)
MU.06.330.00.100		3.3	0 °	1.0
MU.06.330.00.200		3.3	0 °	2.0
MU.06.330.00.300		3.3	0 °	3.0
MU.06.330.00.400		3.3	0 °	4.0
MU.06.375.00.100		3.75	0 °	1.0
MU.06.375.00.200		3.75	0 °	2.0
MU.06.375.00.300		3.75	0 °	3.0
MU.06.375.00.400		3.75	0 °	4.0
MU.06.375.17.250		3.75	17 °	2.5
MU.06.375.17.350		3.75	17 °	3.5
MU.06.375.30.350		3.75	30 °	3.5
MU.06.375.30.450		3.75	30 °	4.5
MU.06.450.00.100		4.5	0 °	1.0
MU.06.450.00.200		4.5	0 °	2.0
MU.06.450.00.300		4.5	0 °	3.0
MU.06.450.00.400		4.5	0 °	4.0

- Multi-Unit Abutments sind zurzeit die am meisten anerkannte und empfohlene Lösung was Schraubengestützte Restaurationen betrifft. Eines von vielen Vorteilen der Multi-Unit Abutments ist zum Beispiel die gemeinsame Prothesen Plattform für alle Implantate.

 Ref. Nummer Schraube: MU06.100A

Lila Linie.6

Prothesen-Komponenten passend für
MIS SEVEN® Implantate



Titanium grad 5

Multi-Unit Prothesen-System.	Beschreibung	Ref:-Nummer
	Einheitschrauben	MU.402
	Abdruckpfosten (offene Löffeltechnik)	MU.500
	Scan Abutment	MU.SA
	Labor Analoge	MU.200
	Angussfähiges Plastik	MU.301
	Ti - Basen	MU.601
	Temporärer Titan Zylinder	MU.901
◆ Ref. Nummer Schraube: MU.500.100 MU.100		

* Multi-Unit hat eigenen Prothesen -Komponenten, die gleich für alle Implantatsysteme sind.



Titanium Grad 5



Braun.8

Prothesen-Komponenten passend für
NOBEL ACTIVE® Implantate

Einheilschrauben

	Ref:-Nummer	Durchmesser ∅	Höhe (mm)
	08.350.403	3.5	3
	08.350.405	3.5	5
	08.430/500.403	4.3/5.0	3
	08.430/500.405	4.3/5.0	5

Laboranaloge.

	Ref:-Nummer	Durchmesser ∅
	08.350.200	3.5
	08.430/500.200	4.3/5.0

* Nur ein einziges Lab- Analog für beide Methoden (Abdruck oder Scannen)

Abformpfosten.

	Ref:-Nummer	Durchmesser ∅	Abdruck Methode
	08.350.500	3.5	offene Löffeltechnik
	08.350.550	3.5	geschlossene Löffeltechnik
	08.430/500.500	4.3/5.0	offene Löffeltechnik
	08.430/500.550	4.3/5.0	geschlossene Löffeltechnik

Ref. Nummer Schraube:
offene Löffeltechnik: 08.350.500.100 / 08.430/500.500.100
geschlossene Löffeltechnik: 08.350.100 / 08.430/500.100

Scanbodies.

	Ref:-Nummer	Durchmesser ∅
	08.350.SA	3.5
	08.430/500.SA	4.3/5.0

Ref. Nummer Schraube: 08.350.100 / 08.430/500.100

* Novamind Scanbodies sind nur in Kombination mit der bei Novamind frei herunterladbaren Literatur ,entweder auf Ti-Basen oder direkt auf der Implantat- Plattform verwendbar. Scan Bodies sind aus PEEK und können leicht mit intraoralen, sowie Desktop Scannern gescannt werden.

Ti-Basen.

	Ref:-Nummer	Durchmesser ∅	Gingiva-Höhe (mm)	
	08.350.600.10	3.5	1	Jeweils rotationsgesichert
	08.350.600.20	3.5	2	
	08.350.601.10	3.5	1	
	08.350.601.20	3.5	2	
	08.430/500.600.10	4.3/5.0	1	Nicht-rotationsgesichert
	08.430/500.600.20	4.3/5.0	2	
	08.430/500.601.10	4.3/5.0	1	
	08.430/500.601.20	4.3/5.0	2	

Ref. Nummer Schraube: 08.350.100 / 08.430/500.100

* Um einen besseren ästhetischen Effekt zu erzielen, sind die Novamind Ti-Basen in einem warmen Goldton gefärbt. Sie sind in 2 Ausführungen erhältlich, rotationsgesichert (Antirotation) und nicht rotationsgesichert (ohneAntirotation), je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke).

Titan- Abutments für zementierteRestauration.

	Ref. Number	Durchmesser ∅	Abwinklung in Grad(°)	Gingiva-Höhe (mm)
	08.350.00.150	3.5	0 °	1.5
	08.350.00.300	3.5	0 °	3
	08.350.17.150	3.5	17 °	1.5
	08.350.17.300	3.5	17 °	3
	08.430/500.00.150	4.3/5.0	0 °	1.5
	08.430/500.00.300	4.3/5.0	0 °	3
	08.430/500.17.150	4.3/5.0	17 °	1.5
	08.430/500.17.300	4.3/5.0	17 °	3

Ref. Nummer Schraube: 08.350.100 / 08.430/500.100

* Erhältlich in verschiedenen Neigungswinkeln 0,17 Grad , bei einigen Modellen 23 Grad. Kragen in drei verschiedenen Gingivahöhen zur Optimierung des Emergenzprofils

Angussfähige Abutments.

	Ref:-Nummer	Durchmesser ∅	
	08.350.710	3.5	Jeweils rotationsgesichert
	08.350.711	3.5	
	08.430/500.710	4.3/5.0	Nicht- rotationsgesichert
	08.430/500.711	4.3/5.0	

Ref. Nummer Schraube: 08.350.100 / 08.430/500.100

* Es stehen 2 Typen von angussfähigen Abutments zur Verfügung. Typ 1 ist komplett aus Plastik ,und Typ 2 ist eine vorgefertigte CO-Cr Implantat Verbindung zum Angießen.

Deckprothesen over-lock Abutments

Ref:-Nummer	Durchmesser ∅	Höhe (mm)
08.350.801	3,5	1
08.350.802	3,5	2
08.350.803	3,5	3
08.350.804	3,5	4
08.430/500.801	4,3/5,0	1
08.430/500.802	4,3/5,0	2
08.430/500.803	4,3/5,0	3
08.430/500.804	4,3/5,0	4

* Overlocks passend für Deckprothesen in 4 verschiedenen Höhen.

Overlock Standard Retention Kit.

Beschreibung	Ref:-Nummer
Metallgehäuse	MH800
Verarbeitungs Einsatz	PL.800.BLACK
Blaues Plastik schwache Retention 0,68 kg	PL.800.BLUE
Graues Plastik mittlere Retention (grau) 1,36kg	PL.800.GREY
Durchsichtiges Plastik starke Retention (durchsichtig) 2,26kg	PL.800.CLEAR

* Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Overlock verlängertes Retention Kit

Beschreibung	Ref:-Nummer
Metallgehäuse	MH800
Verarbeitungs Einsatz (Labor)	PL.800.BLACK
Schwache Retention (rot) 0,68kg	PL.800.RED
Mittlere Retention (orange) 1,36kgGreen	PL.800.ORANGE
Starke Retention (grün) 2,26 kg	PL.800.GREEN

* Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Temporäre Titanium - Zylinder

Ref:-Nummer	Durchmesser ∅	
08.350.900	3,5	Jeweils rotationsgesichert
08.350.901	3,5	
08.430/500.900	4,3/5,0	Nicht- rotationsgesichert
08.430/500.901	4,3/5,0	

Ref. Nummer Schraube: 08.350.100 / 08.430/500.100

* Direkt Chairside oder indirekt im Labor anwendbar . Rotations-gesichert nicht rotationsgesichert , je nach Restaurationstyp (Kro-ne oder Brücke) mit warm-goldener Farbtönung für einen besseren ästhetischen Effekt.

Multi-Unit Abutments.

Ref:-Nummer	Durchmesser ∅	Abwinklung in Grad(°)	Gingiva-Höhe (mm)
MU.08.350.00.100	3,5	0 °	1.0
MU.08.350.00.200	3,5	0 °	2.0
MU.08.350.00.300	3,5	0 °	3.0
MU.08.350.00.400	3,5	0 °	4.0
MU.08.350.17.250	3,5	17 °	2.5
MU.08.350.17.350	3,5	17 °	3.5
MU.08.350.30.350	3,5	30 °	3.5
MU.08.350.30.450	3,5	30 °	4.5
MU.08.430/500.00.100	4,3/5,0	0 °	1
MU.08.430/500.00.200	4,3/5,0	0 °	2
MU.08.430/500.00.300	4,3/5,0	0 °	3
MU.08.430/500.00.400	4,3/5,0	0 °	4
MU.08.430/500.17.250	4,3/5,0	17 °	2.5
MU.08.430/500.17.350	4,3/5,0	17 °	3.5
MU.08.430/500.30.350	4,3/5,0	30 °	3.5
MU.08.430/500.30.450	4,3/5,0	30 °	4.5

* Multi-Unit Abutments sind zurzeit die am meisten anekannte und empfohlene Lösung was Schraubengestützte Restauration betrifft. Eines von vielen Vorteilen der Multi-Unit Abutments ist zum Beispiel die gemeinsame Prothesen Plattform für alle Implantate.

Multi-Unit Prothesen-System.


Beschreibung	Ref:-Nummer
Einheitschrauben	MU.402
Abdruckpfosten (offene Löffeltechnik)	MU.500
Scan Abutment	MU.SA
Labor Analoge	MU.200
Angussfähiges Plastik	MU.301
Ti - Basen	MU.601
Temporärer Titan Zylinder	MU.901

Ref. Nummer Schraube: MU.500.100 MU.100

* Multi-Unit hat eigenen Prothesen -Komponenten, die gleich für alle Im-plantatsysteme sind.



10.100



10.

Hellblau.10

Prothesen-Komponenten passend für
Bredent Blue Sky® Implantate



Einheilschrauben.

Ref:-Nummer

Durchmesser $\varnothing$

Höhe (mm)

10.400.403

4

3

10.400.405

4

5



Laboranalog.

Ref:-Nummer

Durchmesser $\varnothing$

10.400.200

4

*

Nur ein einziges Laboranalog notwendig für beide Methoden (Abformung oder Scannen)



Abformpfosten.

Ref:-Nummer

Durchmesser $\varnothing$

Abdruck Methode

10.400.500

4

offene Löffeltechnik

10.400.550

4

geschlossene Löffeltechnik

●

Ref. Nummer Schraube: offene Löffeltechnik: 10.500.100
geschlossene Löffeltechnik: 10.100



Scanbodies.

Ref:-Nummer

Durchmesser $\varnothing$

10.400.SA

4

*

Novamind Scanbodies sind nur in Kombination mit der bei Novamind frei herunterladbaren Literatur ,entweder auf Ti-Basen oder direkt auf der Implantat- Plattform verwendbar. Scan Bodies sind aus PEEK und können leicht mit intraoralen, sowie Desktop Scannern gescannt werden.

●

Ref. Nummer Schraube: 10.100



Ti-Basen.

Ref:-Nummer

Durchmesser $\varnothing$

Gingiva-Höhe (mm)

10.400.600.05

4

0.5

10.400.600.15

4

1.5

10.400.601.05

4

0.5

10.400.601.15

4

1.5

●

Ref. Nummer Schraube: 10.100

↻

Jeweils rotationsgesichert

⊘

Nicht- rotationsgesichert



*

 Um einen besseren ästhetischen Effekt zu erzielen, sind die Novamind Ti-Basen in einem warmen Goldton gefärbt. Sie sind in 2 Ausführungen erhältlich, rotationsgesichert (Antirotation) und nicht rotationsgesichert (ohneAntirotation), je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke).

Titan- Abutments für zementierte Restauration.

Ref:-Nummer

Durchmesser $\varnothing$

Abwinklung in Grad(°)

Gingiva-Höhe (mm)

10.400.00.150

4

0 °

1.5

10.400.00.250

4

0 °

2.5

10.400.00.350

4

0 °

3.5

10.400.17.150

4

17 °

1.5

10.400.17.250

4

17 °

2.5

10.400.17.350

4

17 °

3.5

●

Ref. Nummer Schraube: 10.100

*

Erhältlich in verschiedenen Neigungswinkeln 0 Grad, 17 Grad, und bei einigen Modellen auch 23 Grad. Es gibt 3 verschiedene Gingivahöhen zur Optimierung des Emergenzprofils.



Angussfähige Abutments.

Ref:-Nummer

Durchmesser $\varnothing$

10.400.300

4

10.400.301

4

10.400.710

4

10.400.711

4

↻

Jeweils rotationsgesichert

⊘

Nicht- rotationsgesichert

●

Ref. Nummer Schraube: 10.100

*

Es stehen 2 Typen von angussfähigen Abutments zur Verfügung. Typ 1 ist komplett aus Plastik ,und Typ 2 ist eine vorgefertigte CO-Cr Implantat Verbindung zum Angießen.



Prothesen-Komponenten passend für
Bredent Blue Sky® Implantate

Deckprothesen over-lock
Abutments

Ref:-Nummer

Durchmesser $\varnothing$

Höhe (mm)



10.400.801	4	1
10.400.802	4	2
10.400.803	4	3
10.400.804	4	4

* Overlocks passend für Deckprothesen in 4 verschiedenen Höhen.

Overlock Standard Retention Kit.

Beschreibung

Ref:-Nummer



Metallgehäuse	MH800
Verarbeitungs Einsatz	PL.800.BLACK
Blaues Plastik schwache Retention 0,68 kg	PL.800.BLUE
Graues Plastik mittlere Retention (grau) 1,36kg	PL.800.GREY
Durchsichtiges Plastik starke Retention (durchsichtig) 2,26kg	PL.800.CLEAR

* Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Overlock verlängertes Retention Kit

Beschreibung

Ref:-Nummer



Metallgehäuse	MH800
Verarbeitungs Einsatz (Labor)	PL.800.BLACK
Schwache Retention (rot) 0,68kg	PL.800.RED
Mittlere Retention (orange) 1,36kgGreen	PL.800.ORANGE
Starke Retention (grün) 2,26 kg	PL.800.GREEN

* Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen der totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Prothesen-Komponenten passend für
Bredent Blue Sky® Implantate

Multi-Unit Abutments.

Ref:-Nummer

Durchmesser $\varnothing$

Abwinklung in Grad(°)

Gingiva-Höhe (mm)



MU.10.400.00.100	4	0 °	1.0
MU.10.400.00.200	4	0 °	2.0
MU.10.400.00.300	4	0 °	3.0
MU.10.400.00.400	4	0 °	4.0

* Multi-Unit Abutments sind zurzeit die am meisten anekannte und empfohlene Lösung was SchraubengestützteRestaurationen betrifft. Eines von vielen Vorteilen der Multi-Unit Abutments ist zum Beispiel die gemeinsame Prothesen Plattform für alle Implantate.

Multi-Unit Prothesen-System.

Beschreibung


Ref:-Nummer



Einheitschrauben	MU.402
Abdruckpfosten (offene Löffeltechnik)	MU.500
Scan Abutment	MU.SA
Labor Analoge	MU.200
Angussfähiges Plastik	MU.301
Ti - Basen	MU.601
Temporärer Titan Zylinder	MU.901

◆ Ref. Nummer Schraube: MU.500:100
MU:100

* Multi-Unit hat eigenen Prothesen -Komponenten, die gleich für alle Implantatsysteme sind.



Olivgrün. 11

Prothesen-Komponenten passend für
Implantium-Dentium® Implantate



Einheilschrauben.

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$	Height (mm)
	11.450.401	4.5	1
	11.450.402	4.5	2
	11.450.403	4.5	3
	11.450.405	4.5	5

Laboranaloge.

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$
	11.450.200	4.5

* Nur ein einziges Laboranalog notwendig für beide Methoden (Abformung oder Scannen)

Abformpfosten.

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$	Abdruck Methode
	11.450.500	4.5	offene Löffeltechnik
	11.450.550	4.5	geschlossene Löffeltechnik

Ref. Nummer Schraube: offene Löffeltechnik: 11.500.100
geschlossene Löffeltechnik: 11.100

Scanbodies.

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$
	11.450.SA	4.5

Ref. Nummer Schraube: 11.100

* Novamind Scanbodies sind nur in Kombination mit der bei Novamind frei herunterladbaren Literatur ,entweder auf Ti-Basen oder direkt auf der Implantat- Plattform verwendbar. Scan Bodies sind aus PEEK und können leicht mit intraoralen, sowie Desktop Scannern gescannt werden.

Ti-Basen.

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$	Gingiva-Höhe (mm)	
	11.450.600.10	4.5	1.0	Jeweils rotationsgesichert
	11.450.600.20	4.5	2.0	
	11.450.601.10	4.5	1.0	Nicht- rotationsgesichert
	11.450.601.20	4.5	2.0	

Ref. Nummer Schraube: 11.100

* Um einen besseren ästhetischen Effekt zu erzielen, sind die Novamind Ti-Basen in einem warmen Goldton gefärbt. Sie sind in 2 Ausführungen erhältlich, rotationsgesichert (Antirootation) und nicht rotationsgesichert (ohneAntirootation), je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke).

Titan- Abutments für zementierte Restauration.

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$	Abwinklung in Grad(°)	Gingiva-Höhe (mm)
	11.450.00.150	4.5	0 °	1.5
	11.450.00.250	4.5	0 °	2.5
	11.450.00.350	4.5	0 °	3.5
	11.450.17.150	4.5	17 °	1.5
	11.450.17.250	4.5	17 °	2.5
	11.450.17.350	4.5	17 °	3.5
	11.450.25.200	4.5	25 °	2.0
	11.450.25.300	4.5	25 °	3.0
	11.450.25.400	4.5	25 °	4.0

Ref. Nummer Schraube: 11.100

* Verfügbar in 3 verschiedenen Abwinkelungen: 0 Grad, 17 Grad, 25 Grad und 3 verschiedene Ginigivahöhen für die Optimierung des best-möglichen Emergenzprofils.

Angussfähige Abutments.

	Ref:-Nummer	Durchmesser $\varnothing$	
	11.450.710	4,5	Jeweils rotationsgesichert
	11.450.711	4.5	Nicht- rotationsgesichert

Ref. Nummer Schraube: 11.100

* Es stehen 2 Typen von angussfähigen Abutments zur Verfügung. Typ 1 ist komplett aus Plastik ,und Typ 2 ist eine vorgefertigte CO-Cr Implantat Verbindung zum Angießen.

Deckprothesen over-lock
Abutments

Ref:-Nummer Durchmesser $\varnothing$ Höhe (mm)



11.450.801	4.5	1
11.450.802	4.5	2
11.450.803	4.5	3
11.450.804	4.5	4

* Overlocks passend für Deckprothesen in 4 verschiedenen Höhen.

Overlock Standard Retention Kit.

Beschreibung

Ref:-Nummer



* Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Metallgehäuse	MH800
Verarbeitungs Einsatz	PL.800.BLACK
Blaues Plastik schwache Retention 0,68 kg	PL.800.BLUE
Graues Plastik mittlere Retention (grau) 1,36kg	PL.800.GREY
Durchsichtiges Plastik starke Retention (durchsichtig) 2,26kg	PL.800.CLEAR

Overlock verlängertes
Retention Kit

Beschreibung

Ref:-Nummer



* Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen der totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Metallgehäuse	MH800
Verarbeitungs Einsatz (Labor)	PL.800.BLACK
Schwache Retention (rot) 0,68kg	PL.800.RED
Mittlere Retention (orange) 1,36kgGreen	PL.800.ORANGE
Starke Retention (grün) 2,26 kg	PL.800.GREEN

Multi-Unit Abutments.

Ref. Number

Durchmesser $\varnothing$

Abwinklung
in Grad(°)

Gingiva-
Höhe (mm)



MU.11.450.00.100	4.5	0 °	1.0
MU.11.450.00.200	4.5	0 °	2.0
MU.11.450.00.300	4.5	0 °	3.0
MU.11.450.00.400	4.5	0 °	4.0
MU.11.450.17.250	4.5	17 °	2.5

* Multi-Unit Abutments sind zurzeit die am meisten anekannte und empfohlene Lösung was Schraubengestütze betrifft. Eines von vielen Vorteilen der Multi-Unit Abutments ist zum Beispiel die gemeinsame Prothesen Plattform für alle Implantate.

Multi-Unit Prothesen-System.

Beschreibung


Ref:-Nummer



Einheitschrauben	MU.402
Abdruckpfosten (offene Löffeltechnik)	MU.500
Scan Abutment	MU.SA
Labor Analoge	MU.200
Angussfähiges Plastik	MU.301
Ti - Basen	MU.601
Temporärer Titan Zylinder	MU.901

Ref. Nummer Schraube: MU.500.100
MU.100

* Multi-Unit hat eigenen Prothesen -Komponenten, die gleich für alle Implantatsysteme sind.



Schwarz. 12

Prothesen-Komponenten passend für
Megagen anyridge series® Implantate



Prothesen-Komponenten passend für
Megagen anyridge series® Implantate

Einheilschrauben.

Ref:-Nummer Durchmesser Ø Höhe (mm)

12.500.403	5	3
12.500.405	5	5



Laboranaloge.

Ref:-Nummer Durchmesser Ø

12.500.200	5
------------	---

* Nur ein einziges Laboranalog für beide Methoden (Abdruck oder Scannen)



Abformpfosten.

Ref:-Nummer Durchmesser Ø Abdruck Methode

12.500.500	5	offene Löffeltechnik
12.500.550	5	geschlossene Löffeltechnik



Ref. Nummer Schraube: offene Löffeltechnik: 12.500.100
geschlossene Löffeltechnik: 12.100

Scanbodies.

Ref:-Nummer Durchmesser Ø

12.500.SA	5
-----------	---

Ref. Nummer Schraube: 12.100

* Novamind Scanbodies sind nur in Kombination mit der bei Novamind frei herunterladbaren Literatur ,entweder auf Ti-Basen oder direkt auf der Implantat- Plattform verwendbar. Scan Bodies sind aus PEEK und können leicht mit intraoralen, sowie Desktop Scannern gescannt werden.



Prothesen-Komponenten passend für
Megagen anyridge series® Implantate

Ti-Basen.

Ref:-Nummer Durchmesser Ø Gingiva-Höhe (mm)

12.500.600.10	5	1.0	Jeweils rotationsgesichert
12.500.600.20	5	2.0	
12.500.601.10	5	1.0	Nicht- rotationsgesichert
12.500.601.20	5	2.0	



Ref. Nummer Schraube: 12.100

* Um einen besseren ästhetischen Effekt zu erzielen, sind die Novamind Ti-Basen in einem warmen Goldton gefärbt. Sie sind in 2 Ausführungen erhältlich, rotationsgesichert (Antirotation) und nicht rotationsgesichert (ohneAntirotation), je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke).

Titan- Abutments für zementierte Restauration.

Ref:-Nummer Durchmesser Ø Abwinklung in Grad(°) Gingiva-Höhe (mm)

12.500.00.200	5	0 °	2
12.500.17.200	5	17 °	2



Ref. Nummer Schraube: 12.100

* Erhältlich in verschiedenen Neigungswinkeln 0 Grad, 17 Grad und bei einigen Modellen 23 Grad. Es gibt drei verschiedenen Gingiva-Höhen zur Optimierung des Emergenzprofils

Angussfähige Abutments.

Ref:-Nummer Durchmesser Ø

12.500.300	5	Jeweils rotationsgesichert
12.500.301	5	
12.500.710	5	Nicht- rotationsgesichert
12.500.711	5	



Ref. Nummer Schraube: 12.100

* Es stehen 2 Typen von angussfähigen Abutments zur Verfügung. Typ 1 ist komplett aus Plastik ,und Typ 2 ist eine vorgefertigte CO-Cr Implantat Verbindung zum Angießen.

Prothesen-Komponenten passend für
Megagen anyridge series® Implantate

Deckprothesen over-lock
Abutments

Ref:-Nummer	Durchmesser ∅	Höhe (mm)
12.500.801	5	1
12.500.802	5	2
12.500.803	5	3
12.500.804	5	4

* Overlocks passend für Deckprothesen in 4 verschiedenen Höhen.



Overlock Standard Retention Kit.

Beschreibung	Ref:-Nummer
Metallgehäuse	MH800
Verarbeitungs Einsatz	PL.800.BLACK
Blaues Plastik schwache Retention 0,68 kg	PL.800.BLUE
Graues Plastik mittlere Retention (grau) 1,36kg	PL.800.GREY
Durchsichtiges Plastik starke Retention (durchsichtig) 2,26kg	PL.800.CLEAR

* Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.

Overlock verlängertes
Retention Kit

Beschreibung	Ref:-Nummer
Metallgehäuse	MH800
Verarbeitungs Einsatz (Labor)	PL.800.BLACK
Schwache Retention (rot) 0,68kg	PL.800.RED
Mittlere Retention (orange) 1,36kgGreen	PL.800.ORANGE
Starke Retention (grün) 2,26 kg	PL.800.GREEN

* Sie sind entweder als Set, oder einzeln erhältlich, und werden in Fällen benutzt, bei denen der totale Neigungswinkel zwischen den Implantaten nicht mehr als 15 Grad beträgt.



Prothesen-Komponenten passend für
Megagen anyridge series® Implantate

Multi-Unit Abutments.

Ref:-Nummer	Durchmesser ∅	Abwinklung in Grad(°)	Gingiva-Höhe (mm)
MU.12.500.00.150	5	0 °	1.5
MU.12.500.00.250	5	0 °	2.5
MU.12.500.00.350	5	0 °	3.5
MU.12.500.00.450	5	0 °	4.5

* Multi-Unit Abutments sind zurzeit die am meisten anekannte und empfohlene Lösung was schraubengestützte Restaurationen betrifft. Eines von vielen Vorteilen der Multi-Unit Abutments ist zum Beispiel die gemeinsame Prothesen Plattform für alle Implantate.




Multi-Unit Prothesen-System.

Beschreibung	Ref:-Nummer
Einheilschrauben	MU.402
Abdruckpfosten (offene Löffeltechnik)	MU.500
Scan Abutment	MU.SA
Labor Analoge	MU.200
Angussfähiges Plastik	MU.301
Ti - Basen	MU.601
Temporärer Titan Zylinder	MU.901


Ref. Nummer Schraube: MU.500.100
MU.100

* Multi-Unit hat eigenen Prothesen -Komponenten, die gleich für alle Implantatsysteme sind.





33.100



33.

Petrol.33

Prothesen-Komponenten passend für
Brånemark/3I External Hex Standard Plattform



Prothesen-Komponenten passend für
Brånemark/3i External Hex Standard Plattform

Laboranaloge.

Ref:-Nummer Durchmesser

33.410.200 4,1



* Nur ein einziges Laboranalog für beide Methoden (Abdruck oder Scannen)

Abformpfosten.

Ref:-Nummer Durchmesser Abdruck Methode

33.410.500 4,1 offene Löffeltechnik



Ref. Nummer Schraube: offene Löffeltechnik: 33.500.100

Scanbodies.

Ref:-Nummer Durchmesser

33.410.SA 4,1



Ref. Nummer Schraube: 33.100

* Novamind Scanbodies sind nur in Kombination mit der bei Novamind frei herunterladbaren Literatur ,entweder auf Ti-Basen oder direkt auf der Implantat- Plattform verwendbar. Scan Bodies sind aus PEEK und können leicht mit intraoralen, sowie Desktop Scannern gescannt werden.

Prothesen-Komponenten passend für
Brånemark/3i External Hex Standard Plattform

Ti-Basen.

Ref:-Nummer Durchmesser Gingiva-Höhe (mm)

33.410.600.10	4,1	1.0
33.410.600.20	4,1	2.0
33.410.601.10	4,1	1.0
33.410.601.20	4,1	2.0



Ref. Nummer Schraube: 33.100

Jeweils rotationsgesichert

Nicht- rotationsgesichert

* Um einen besseren ästhetischen Effekt zu erzielen, sind die Novamind Ti-Basen in einem warmen Goldton gefärbt. Sie sind in 2 Ausführungen erhältlich, rotationsgesichert (Antirotation) und nicht rotationsgesichert (ohneAntirotation), je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke).

Angussfähige Abutments.

Ref:-Nummer Durchmesser

33.410.300	4,1
33.410.301	4,1
33.410.710	4,1
33.410.711	4,1



Jeweils rotationsgesichert

Nicht- rotationsgesichert

Ref. Nummer Schraube: 33.100

* Vorgefertigte CO-CR Implantatverbindung, angussfähig

Temporäre Titanium - Zylinder

Ref:-Nummer Durchmesser

33.410.900	4,1
33.410.901	4,1



Ref. Nummer Schraube: 33.100

Jeweils rotationsgesichert

Nicht- rotationsgesichert

* Direkt Chairside oder indirekt im Labor anwendbar . Rotationsgesichert oder nicht rotationsgesichert , je nach Restaurationstyp (Krone oder Brücke) mit warm-goldener Farbtönung für einen besseren ästhetischen Effekt.

Notizen

www.novamind.gmbh



Ihr Exklusiv-Vertriebspartner:

RUNDAS GmbH
Amalienstr. 62
46537 Dinslaken

Tel.: 02064 625 95 50
Fax: 02064 625 95 80

E-Mail: info@rundas.de
Internet: www.rundas.de

