


LODI

DAS LOCATOR[®] OVERDENTURE IMPLANT SYSTEM
PRODUKTÜBERSICHT UND PREISLISTE



Überreicht
durch:



RUNDAS GmbH,
Vertriebspartner von



DAS LOCATOR® OVERDENTURE IMPLANT (LODI) SYSTEM

Preise in Euro zzgl. MwSt. & Versand, ab 200,- € versandkostenfrei



1 LODI-Komplettset enthält:
 1 x LODI-Implantat
 1 x LODI-Abutment
 1 x LODI-Laborset mit
 Retentionsgehäuse,
 Retentionseinsätzen und
 Ausblockring

LODI-Abutment
für Gingivahöhe
2,5 oder 4 mm



LODI-Implantat
Ø 2,4 oder 2,9 mm



LODI-Laborset



Retentionsgehäuse
mit Verarbeitungseinsatz, schwarz

Retentionseinsatz
Blau 0,7 kg



Retentionseinsatz
Pink 1,4 kg


Retentionseinsatz
Rot 0,5 kg



Ausblockring,
weiß

LOCATOR® OVERDENTURE IMPLANT (LODI)-KOMPLETTSET

Art.-Nr.	LODI-KOMPLETTSETS – IMPLANTAT Ø 2,4 MM – ABUTMENT 2,5 MM GINGIVAHÖHE	PREIS
07450	2,4 mm x 10 mm, 2,5 mm Gingivahöhe	149,00
07451	2,4 mm x 12 mm, 2,5 mm Gingivahöhe	149,00
07452	2,4 mm x 14 mm, 2,5 mm Gingivahöhe	149,00



Art.-Nr.	LODI-KOMPLETTSETS – IMPLANTAT Ø 2,4 MM – ABUTMENT 4 MM GINGIVAHÖHE	PREIS
07455	2,4 mm x 10 mm, 4 mm Gingivahöhe	149,00
07456	2,4 mm x 12 mm, 4 mm Gingivahöhe	149,00
07457	2,4 mm x 14 mm, 4 mm Gingivahöhe	149,00



Art.-Nr.	LODI-KOMPLETTSETS – IMPLANTAT Ø 2,9 MM – ABUTMENT 2,5 MM GINGIVAHÖHE	PREIS
07460	2,9 mm x 10 mm, 2,5 mm Gingivahöhe	149,00
07461	2,9 mm x 12 mm, 2,5 mm Gingivahöhe	149,00
07462	2,9 mm x 14 mm, 2,5 mm Gingivahöhe	149,00



Art.-Nr.	LODI-KOMPLETTSETS – IMPLANTAT Ø 2,9 MM – ABUTMENT 4 MM GINGIVAHÖHE	PREIS
07465	2,9 mm x 10 mm, 4 mm Gingivahöhe	149,00
07466	2,9 mm x 12 mm, 4 mm Gingivahöhe	149,00
07467	2,9 mm x 14 mm, 4 mm Gingivahöhe	149,00



Art.-Nr.	LODI-ABUTMENTS	PREIS
07351	LODI-Abutment, 2,5 mm Gingivahöhe	49,00
07352	LODI-Abutment, 4,0 mm Gingivahöhe	49,00



Art.-Nr.	LODI-GINGIVAFORMER	PREIS
07339	LODI-Gingivaformer, 3,0 mm Gingivahöhe	30,00
07340	LODI-Gingivaformer, 4,0 mm Gingivahöhe	30,00




INSTRUMENTE UND CHIRURGIE-KITS

Preise in Euro zzgl. MwSt. & Versand, ab 200,- € versandkostenfrei

Art.-Nr.	LODI - CHIRURGISCHE INSTRUMENTE	PREIS
07357	LODI-Eindrehinst. LODI Mini-Impl. ISO WS	62,50
07360	LODI-Eindrehinst. LODI Mini-Impl. kurz	62,50
07361	LODI-Eindrehinst. LODI Mini-Impl. lang	62,50
07362	LODI-Drehmomentratsche, max. 70 Ncm, mit Einsatz	298,00
07463	Einsatz für LODI-Drehmomentratsche	89,00
08393	LOCATOR®-Universalinstrument, 3-teilig, mit LOCATOR®-Abutment-Halteelement	89,00
08394	LOCATOR®-Abutment-Halteelement für das LOCATOR®-Universalinstrument, 4 Stück	21,50
08926	LOCATOR® Eindrehinstrument für LODI-Drehmoment-Ratsche	49,00
07365	LODI-Richtungsindikator, gerade	18,00
07373	LODI-Gewebestanze	89,00
07374	LODI-Bohrerverlängerung	89,00
07366	LODI-Pilotbohrer	54,00
07367	LODI-Bohrer, Ø 1,6 mm	54,00
07375	LODI-Bohrer, Ø 1,8 mm (nicht im Chirurgie-Kit enthalten)	54,00
07368	LODI-Bohrer, Ø 2,1 mm	54,00
07376	LODI-Bohrer, Ø 2,4 mm	54,00
07369	LODI-Bohrer, Ø 2,6 mm (nicht im Chirurgie-Kit enthalten)	54,00
07420	LODI-Bohrstopp-Set, 6, 8, 10, 12, 14 mm	52,50



6 mm 8 mm 10 mm 12 mm 14 mm



07420




07362




08393

Art.-Nr.	LODI - CHIRURGIE-KITS	PREIS
07421	LODI-Chirurgie-Kit (Standard) - beinhaltet alle notwendigen chirurgischen LODI- Instrumente (OHNE Universalinstrument, Drehmoment-Ratsche, Bohrer Ø 1,8 und 2,6 mm)	945,00
07422	LODI-Chirurgie-Kit (Premium) - beinhaltet alle notwendigen chirurgischen LODI- Instrumente (OHNE Bohrer Ø 1,8 und 2,6 mm)	1.295,00



07421



07422


LOCATOR®-ZUBEHÖR

Preise in Euro zzgl. MwSt. & Versand, ab 200,- € versandkostenfrei

Art.-Nr.	LOCATOR®-VERARBEITUNGSKOMPONENTEN	PREIS
08505	LOCATOR®-Abformpfosten, 4 Stück	72,00
08530	LOCATOR®-Laborimplantat, 4 Stück	72,00
08515	LOCATOR®-Verarbeitungseinsatz, schwarz , Ersatz, 4 Stück	29,00



Art.-Nr.	LOCATOR®-LABORSETS	PREIS
08519-2	LOCATOR®-Laborset, geringe Angulation, 2 Stück (= 2 Sets mit je 6 Einzelteilen)	59,00
08519-10	LOCATOR®-Laborset, geringe Angulation, 10 Stück (= 10 Sets mit je 6 Einzelteilen)	198,00
08540-2	LOCATOR®-Laborset, erweiterte Angulation, 2 Stück (= 2 Sets mit je 6 Einzelteilen)	62,00
08540-10	LOCATOR®-Laborset, erweiterte Angulation, 10 Stück (= 10 Sets mit je 6 Einzelteilen)	260,00



Art.-Nr.	LOCATOR®-RETENTIONSEINSÄTZE	PREIS
08529	LOCATOR®-Retentionseinsatz, blau , 0,7 kg Abzugskraft, 4 Stück	29,00
08527	LOCATOR®-Retentionseinsatz, pink , 1,4 kg Abzugskraft, 4 Stück	29,00
08524	LOCATOR®-Retentionseinsatz, klar , 2,3 kg Abzugskraft, 4 Stück	29,00
08548	LOCATOR®-Retentionseinsatz, erweiterte Angulation, rot , 0,5 kg Abzugskraft, 4 Stück	29,00
08915	LOCATOR®-Retentionseinsatz, erw. Angulation, orange , 0,9 kg Abzugskraft, 4 Stück	29,00
08547	LOCATOR®-Retentionseinsatz, erw. Angulation, grün , 1,8 kg Abzugskraft, 4 Stück	29,00

Geringe Angulation (0°-10° Divergenz):



Erweiterte Angulation (10°-20° Divergenz):



Art.-Nr.	LOCATOR®-EINDREHINSTRUMENTE	PREIS
08913	LOCATOR®-Eindrehinstrument für Winkelstück	49,00
08926	LOCATOR®-Eindrehinstrument für LODI-Drehmomentratsche	49,00



Art.-Nr.	LOCATOR®-PATIENTENINFORMATION	PREIS
09120	LOCATOR®-Implantatmodell mit Deckprothese	345,00



LODI

LOCATOR® Overdenture Implant (LODI) System

Das **Original** – jetzt auch bei **RUNDAS**.


VIER JAHRZEHNTE KNOW-HOW VEREINT IN EINEM IMPLANTAT FÜR DECKPROTHESEN



LODI-KOMPLETTSET

1 LODI-Komplettsset enthält:

- 1 x LODI-Implantat**
(Ø 2,4 mm oder 2,9 mm)
- 1 x LODI-Abutment**
(für Gingivahöhe 2,5 mm oder 4 mm)
- 1 x LODI-Laborset** mit Retentionsgehäuse, Retentionseinsätzen und Ausblockring



IHRE BESTELLUNG

Ich bestelle diese LODI-Komplettssets:

Implantat		Abutment		Art.-Nr.	Anzahl
Durchmesser Ø (mm)	Länge L (mm)	Gingivahöhe H (mm)			
2,4	10	2,5	07450		
		4,0	07455		
	12	2,5	07451		
		4,0	07456		
	14	2,5	07452		
		4,0	07457		
2,9	10	2,5	07460		
		4,0	07465		
	12	2,5	07461		
		4,0	07466		
	14	2,5	07462		
		4,0	07467		

Bitte weiße Felder ausfüllen

Ich bestelle diese Artikel:

Art.-Bezeichnung	Art.-Nr.	Anzahl

Ihre Bestellung: Bitte per FAX an 02064 625 95 80 oder Scan/Handyfoto an info@rundas.de oder telefonisch an 02064 625 95 50

Name _____

RUNDAS-Kunden-Nr. _____

Tel. _____

E-Mail _____

Datum / Unterschrift _____

Praxisstempel

Ihr Vertriebspartner:

RUNDAS GmbH
Amalienstraße 62
46537 Dinslaken



Tel.: 02064 625 95 50
Fax: 02064 625 95 80

E-Mail: info@rundas.de
Internet: www.rundas.de

**ZD ZEST DENTAL
SOLUTIONS™**

ZEST | DANVILLE MATERIALS | PERIOSCOPY

ZEST ANCHORS, 2061 WINERIDGE PLACE
ESCONDIDO, CA 92029 USA
WWW.ZESTANCHORS.COM